

WITOPET premium

WITOPET premium

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Höchste Qualität, hergestellt in Frankreich
- sehr wettbewerbsfähiges Preisniveau
- besonders leicht im Gewicht und trotzdem robust
- ergonomisches Design für höchsten Komfort
- geringster Kraftaufwand für leichtgängiges und ermüdungsfreies Pipettieren
- höchste Richtigkeit und Präzision oberhalb der ISO Norm
- praktische Volumen-Arretierung
- innovatives Spitzenabwurf-System, geeignet für Links- und Rechtshändler*
- vollständig autoklavierbar bei 121°C
- Konformitätsbescheinigung und CE-Zertifizierung
- **DE-M** Gemäß deutschem Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 Seite 2722-2723 auf Basis der europäischen Richtlinie 2004/22/EG vom 31.03.2004

Bestellinformation:

NEW

WITOPET premium Einkanal

Volumen µl	* Maximal zulässige Fehler				Color-code	Bestellnummer
	Vol. getestet µl	witeg µl	ISO 8655 µl			
0.2 - 2.0	0.2	± 0.024	≤ 0.012	± 0.08	≤ 0.04	orange 5 402 002 P
	0.5	± 0.025	≤ 0.012	± 0.08	≤ 0.04	
	1	± 0.027	≤ 0.013	± 0.08	≤ 0.04	
	2	± 0.030	≤ 0.014	± 0.08	≤ 0.04	
1 - 10	1	± 0.025	≤ 0.012	± 0.12	≤ 0.08	rot 5 402 010 P
	5	± 0.075	≤ 0.030	± 0.12	≤ 0.08	
	10	± 0.100	≤ 0.040	± 0.12	≤ 0.08	
2 - 20	2	± 0.10	≤ 0.03	± 0.20	≤ 0.10	hellgelb 5 402 020 P
	10	± 0.10	≤ 0.05	± 0.20	≤ 0.10	
	20	± 0.20	≤ 0.06	± 0.20	≤ 0.10	
10 - 100	10	± 0.35	≤ 0.10	± 0.80	≤ 0.30	lachsrot 5 402 100 P
	50	± 0.40	≤ 0.12	± 0.80	≤ 0.30	
	100	± 0.80	≤ 0.15	± 0.80	≤ 0.30	
20 - 200	20	± 0.50	≤ 0.20	± 1.60	≤ 0.60	gelb 5 402 200 P
	100	± 0.80	≤ 0.25	± 1.60	≤ 0.60	
	200	± 1.60	≤ 0.30	± 1.60	≤ 0.60	
100 - 1000	100	± 3	≤ 0.6	± 8	≤ 3.0	blau 5 402 901 P
	500	± 4	≤ 1.0	± 8	≤ 3.0	
	1000	± 8	≤ 1.5	± 8	≤ 3.0	
500 - 5000*	500	± 12	≤ 3	± 40	≤ 15	lila 5 402 950 P
	2500	± 15	≤ 5	± 40	≤ 15	
	5000	± 30	≤ 8	± 40	≤ 15	
1 - 10 ml*	1000	± 30	≤ 6	± 60	≤ 30	hellblau 5 402 910 P
	5000	± 40	≤ 10	± 60	≤ 30	
	10000	± 60	≤ 16	± 60	≤ 30	

*ohne Spitzenabwerfer

WITOPET premium Mehrkanal

Volumen µl	Kanäle	Bestellnummer
0.5 - 10	8	5 403 101 P
	12	5 403 201 P
2 - 20	8	5 403 102 P
	12	5 403 202 P
20 - 200	8	5 403 120 P
	12	5 403 220 P
20 - 300	8	5 403 130 P
	12	5 403 230 P

WITOPET premium Pipettenständer

passend für alle Größen

Bestellnummer

5 406 107



NEW

Home of Innovations

8 Einkanal-Modelle

0.2 µl - 10 ml

8 Mehrkanal-Modelle

0.5 µl - 300 µl



DE-M

Gemäß deutschem
Mess- und Eichgesetz

Pipette WITOPET premium
Premium Design - Premium Leistung - Premium Ergebnisse

Pipette WITOPET premium

Premium Design - Premium Leistung - Premium Ergebnisse

Suchen Sie eine preiswerte Pipette, die sich leicht und ermüdungsfrei bedienen lässt, gleichzeitig robust und präzise ist? Dann sind Sie mit unserer neuen Pipette genau richtig!

Premium Design

- ergonomische Form
- besonders leicht und trotzdem robust
- innovativer Spitzenabwurfknopf, verstellbar für Rechts – und Linkshänder
- verlängerter Hacken für minimale Pipettierkräfte

Premium Leistung

- höchster Komfort aufgrund des smarten Designs
- leichtgängiges und ermüdungsfreies Pipettieren
- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren nötig
- sicheres Spitzenabwurfsystem*

Premium Ergebnisse

- durchgehende Präzision und Richtigkeit beim Pipettieren aufgrund der Volumenarretierung
- Messqualität besser als es die Mindestanforderungen der ISO-Norm verlangen *



Mehrkanal-Pipette 8 & 12

Einkanal-Pipette

Druckknopf

Der Druckknopf ist farbcodiert und passt zur Verpackung der Originalspitzen.

Volumenarretierung

Einmal eingestellt, rastet das Volumen ein und kann nicht verstellt werden. Diese nützliche Eigenschaft erlaubt Präzision und Richtigkeit bis zum Ende eines Pipettierzyklus.

Spitzenabwurfknopf*

Das innovative Spitzenabwurf-System mit verstellbarem Abwurfknopf ermöglicht mit Hilfe eines Hebelarms das kraftsparende Abwerfen der gebrauchten Spitzen, sowohl für Rechts – als auch für Linkshänder. Der Abwurfknopf ist besonders bequem und schont Ihren Daumen.

Handgriff

Der Handgriff ist aus Polypropylen hergestellt, wodurch die Pipette leicht aber robust bleibt. Durch den abgerundeten Handgriff und die glatte Oberfläche liegt die neue Pipette optimal in der Hand: kein Verkleben oder Verrutschen möglich!

Kolben

Die neue Kolbeneinheit ermöglicht einen geringen Kraftaufwand beim Pipettieren. Das Risiko einer Sehnenscheidenentzündung wird dadurch verringert.

Spitzenabwurf

Der Spitzenabwurf sitzt fest und sicher und verrutscht nicht. Die neue Pipette hat einen Spitzenabwurf aus Edelstahl.

Spitzenhalter

Sie haben freie Wahl der Pipettenspitzen, die meisten Marken passen dazu.

Haken

Zusätzlich zu dem besonders leichten Gewicht, trägt der näher am Druckknopf liegende Haken dazu bei, den Kraftaufwand beim Pipettieren zu reduzieren und lange Pipettierzyklen komfortabel zu gestalten.



* 500-5000µl und 1-10ml Modelle ohne Spitzenabwerfer

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.