


Büretten

Klasse AS - gerader Hahn

- Hauptpunkt-Ringteilung
- DIN EN ISO 385
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Konformitätsbescheinigung




Kapazität	Teilung	Toleranz	Hahn	Bestellnummer		
ml	ml	ml		blau graduiert	blau graduiert blauer Schellbachstreifen	Braunglas weiß graduiert
5	0,02	±0,01	solides NS-Glasküken	3 010 052	3 012 052	3 014 052
10	0,02	±0,02		3 010 102	3 012 102	3 014 102
25	0,05	±0,03		3 010 252	3 012 252	3 014 252
50	0,1	±0,05		3 010 502	3 012 502	3 014 502
100	0,2	±0,1		3 010 902	3 012 902	3 014 902
5	0,02	±0,01	NS-PTFE-Küken	3 010 053	3 012 053	3 014 053
10	0,02	±0,02		3 010 103	3 012 103	3 014 103
25	0,05	±0,03		3 010 253	3 012 253	3 014 253
50	0,1	±0,05		3 010 503	3 012 503	3 014 503
100	0,2	±0,1		3 010 903	3 012 903	3 014 903
5	0,02	±0,01	PTFE-Spindel	3 020 057	3 022 057	3 024 057
10	0,02	±0,02		3 020 107	3 022 107	3 024 107
25	0,05	±0,03		3 020 257	3 022 257	3 024 257
50	0,1	±0,05		3 020 507	3 022 507	3 024 507
100	0,2	±0,1		3 020 907	3 022 907	3 024 907

für eine braune Graduierung fügen Sie ein „B“ hinter der Bestellnummer hinzu (nicht verfügbar für Braunglas)

Klasse AS - seitlicher Hahn

- Hauptpunkt-Ringteilung
- DIN EN ISO 385
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Konformitätsbescheinigung



Kapazität	Teilung	Toleranz	Hahn	Bestellnummer		
ml	ml	ml		blau graduiert	blau graduiert blauer Schellbachstreifen	Braunglas weiß graduiert
5	0,02	±0,01	solides NS-Glasküken	3 010 054	3 012 054	3 014 054
10	0,02	±0,02		3 010 104	3 012 104	3 014 104
25	0,05	±0,03		3 010 254	3 012 254	3 014 254
50	0,1	±0,05		3 010 504	3 012 504	3 014 504
100	0,2	±0,1		3 010 904	3 012 904	3 014 904
5	0,02	±0,01	PTFE-Spindel	3 010 055	3 012 055	3 014 055
10	0,02	±0,02		3 010 105	3 012 105	3 014 105
25	0,05	±0,03		3 010 255	3 012 255	3 014 255
50	0,1	±0,05		3 010 505	3 012 505	3 014 505
100	0,2	±0,1		3 010 905	3 012 905	3 014 905

für eine braune Graduierung fügen Sie ein „B“ hinter der Bestellnummer hinzu (nicht verfügbar für Braunglas)