

Flaschenaufsatz-Dispenser

Wählen Sie den richtigen Dispenser für Ihre Anwendung

		LABmax premium	LABmax eco	LABmax airless	LABmax airless HF	MINISPENSOR	TITREX
Geeignet für	wässrige Lösungen	X	X	X	X	X	X
	kristallisierende Lösungen	X	X			X	X
	Lösungsmittel	X*	X*	X	X	X*	X*
	HF				X		
Volumeneinstellung	Einstelltaste	X	X			X	
	Einstellschraube			X	X		
Besonderheiten	Entlüftung	X	X	X	X		X
	180° tropffreies System	X	X	X	X		X
	kein Reaganzverlust	X	X				X
	360° drehbarer Ventilkopf	X	X	X	X		X
	eingebaute Rekalibrierungsfunktion	X					X
Autoklavierbarkeit	bei 121°C	X	X	X	X	X	X**
Dosiersystem	Direktverdrängerkolben	X	X			X	X
	kontaktfreier Kolben			X	X		
Zertifizierungen	Einzelzertifikat	X	X	X	X	X	X
	DE-M Kennzeichnung	X	X	X	X	X	X

*Ausführliche Informationen über die Chemikalienbeständigkeit der Geräte finden Sie auf Seite 16.

**Nur Ventilkopf autoklavierbar.

