


Neu im Sortiment

Magnetrührer Digital mit Heizung MSH-R

- mit runder Heizplatte 135 mm Ø
- RS232 Anschluss
- Digitale Temperaturregelung bis zu 340°C
- 3 Jahre Garantie



Auch als Set erhältlich

Garantie
3
Jahre

Jetzt bestellen



E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0


witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim Deutschland



www.witeg.de



Exklusiv



witeg Sicherheits-Rührbecher 2000 ml

Art. Nr.: 5 500 314 / 5 500 316

- Mit seinem absolut flachen Boden **spart** der witeg Sicherheits-Rührbecher **bis zu 30 % Energie** und ist effektiver/schneller erhitzbar.
- Der Bodenrand sorgt für einen stabilen, **rutschfesten Becher, mit stabilem Griff** - auch im heißen Zustand einfach und sicher zu handhaben!
- Der **ebene Boden** sorgt für eine gleichmäßige und leise Bewegung des Magnetrührers
- Passend für **alle runden Magnetrührer** mit einem **Ø von 135 mm oder Ø 145 mm**

Wo Effizienz auf Sicherheit trifft





Magnetrührstäbe PTFE oder Glas:

Art. Nr.: ab 7 21* *** / 7 211 0** G

- zylindrisch, mit Ring, oval oder dreieckig
- Durchmesser zwischen Ø3 mm - Ø20 mm
- Längen zwischen 6 mm - 80 mm
- aus PTFE oder **Borosilikatglas (kein PFAS)**

Auch verfügbar:

- Magnetstabentferner
- Magnetrührstäbchen-Set




Jetzt bestellen

Präzise Wärme - bei jeder Umdrehung

Magnetrührer Digital mit Heizung MSH-R

Art. Nr.: 6 242 300

- Verschiedene **Heizmodi - Schnell, Standard, Stabil**
- Digitale Temperaturregelung bis zu **340°C**
- Digitale Drehzahlregelung bis zu 1500 U/min
- Maximale Rührmenge von H₂O beträgt 20l
- **"HOT"-Warnung** blinkt, wenn die Temperatur der Platte über 50°C liegt, **auch nach dem Ausschalten.**
- Hochauflösendes LCD-Display zeigt aktuelle Temperatur und Geschwindigkeit an
- Bürstenloser DC-Motor ist **wartungsfrei** und **explosionsgeschützt**
- **Keramikbeschichtete Platte** für hohe chemische Beständigkeit - Ø 135 mm
- RS232-Anschluss - ermöglicht **PC-Steuerung** und **Datenübertragung**



Magnetrührer Digital mit Heizung MSH-R Set

Art. Nr.: 6 242 301

Das komplette Set beinhaltet:

- MSH-R Magnetrührer Digital mit Heizung
- Stativ
- Externer Temperatursensor mit einer **Genauigkeit von ± 0.2°C**
- Magnetührstäbchen 30 x 6 mm PTFE



Jetzt bestellen

Sicherer und effizienter arbeiten

Produkt	Model	Bestell Nummer
Magnetrührer Digital mit Heizung	MSH-R	6 242 300
Magnetrührer Digital mit Heizung Set	MSH-R Set	6 242 301
witeg Sicherheits-Rührbecher 2000 ml für Platte Ø 135 mm	Ø 145 mm	5 500 314
witeg Sicherheits-Rührbecher 2000 ml	Ø 165 mm	5 500 316
Magnetrührstäbchen PTFE	30 x 6 mm - Zylindrisch	7 211 007
	30 x 6 mm - Zylindrisch mit Ring	7 212 006
	25 x 8 mm - dreieckig	7 213 002
	25 x 12 mm - oval	7 214 002
Magnetrührstäbchen Glas	25 x 8 mm - Zylindrisch	7 211 020 G
Magnetstabentferner	300 x 10 mm	7 218 003
Magnetrührstäbchen Set	mit Magnetstabentferner	7 213 112

