

Filter Ø47mm, 300ml PES-Filterhalter

Technische Merkmale:

- Spin-Lock Verbindung vereinfacht schnellen und stabilen Aufbau ohne Klemmen
- hervorragende Bruchsicherheit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
- autoklavierbar
- eingebauter Überlaufschutz, um das Filtrat bei voller Flasche vor dem Überlaufen zu schützen
- graduierter Trichter (50ml-Schritte), graduierter Auffangbehälter (100ml-Schritte) für einfache Abmessungen




LF 30 - PC-Auffangkolben
Ø47mm, 300ml

SPIN-LOCK VERBINDUNG




LF 31 - Borosilikatglas-Auffangkolben
Ø47mm, 300ml



LF 30

LF 30 - PC-Auffangkolben					
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer	
	47mm PES-Filtrationsset, komplett				00829 197010-30
	47mm PES-Filtrationsset, Filterhalter				00829 197000-01
1	Filterhalter	PES	Ø47mm		
2	Filter	PTFE	25mm, 0,2 µm	00829 194225-01	
3	Deckelset	PP		00829 197000-36	
4	Trichter	PES	300 ml	00829 197000-34	
5	Zwischenstück	PP		00829 197000-37	
6	Filterunterstützung	PC		00829 197000-35	
7	Stopfen	Silikon	Nr. 16	00829 167110-17	
	PC-Auffangflasche mit Abdeckung				00829 197000-11-PC
8	Kappe	PP		00829 197000-40	
9	Abdeckung	PC		00829 197000-32-PC	
10	Überlaufschutz			00829 197000-39	
	Auffangflasche	PC	1200 ml	00829 197000-31-PC	

LF 31 - Borosilikatglas Auffangkolben					
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer	
	47mm PES-Filtrationsset, komplett				00829 197010-31
	47mm PES-Filtrationsset, Filterhalter				00829 197000-01
1	Filterhalter	PES	Ø47mm		
2	Filter	PTFE	25mm,0,2µm	00829 194225-01	
3	Deckelset	PP		00829 197000-36	
4	Trichter	PES	300 ml	00829 197000-34	
5	Zwischenstück	PP		00829 197000-37	
6	Filterunterstützung	PC		00829 197000-35	
7	Stopfen	Silikon	Nr. 16	00829 167110-17	
8	Auffangkolben	Borosilikatglas	1000 ml	00829 167300-08	
	Fixiersaugnapf	Silikon		00829 167200-45	



LF 31

Filterhalter | PES


Filter Ø47mm, 300ml / 500ml PES-Filterhalter

Technische Merkmale:

- Spin-Lock Verbindung vereinfacht schnellen und stabilen Aufbau ohne Klammern
- PES-Struktur bietet hervorragende Bruchsicherheit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen (bis zu 180°C)
- autoklavierbar
- wiederverwendbar
- graduierter Trichter (50ml-Schritte) für einfaches Abmessen




SPIN-LOCK VERBINDUNG



LF 3 / 5

LF 3 / 5 mit Stopfen					
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer	
	300ml, 47mm PES-Filterhalter, komplett				00829 197000-01
	500ml, 47mm PES-Filterhalter				00829 197000-03
1	Filter	PTFE	47mm, 0,2µm	00829 194225-01	
2	Deckelset LF 3	PP, Silikon		00829 197000-36	
2	Deckelset LF 5	PP, Silikon		00829 200300-36	
3	Trichter LF 3	PES	300 ml	00829 197000-34	
3	Trichter LF 5	PES	500 ml	00829 197000-56	
4	Zwischenstück	PP		00829 197000-37	
5	Filterunterstützung	PC		00829 197000-35	
6	Stopfen	Silikon	Nr. 16	00829 167110-17	

LF 3a / 5a mit Flaschenadapter					
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer	
	300ml, 47mm PES-Filterhalter, komplett				00829 197000-02
	500ml, 47mm PES-Filterhalter				00829 197000-04
1	Filter	PTFE	47mm, 0,2µm	00829 194225-01	
2	Deckelset LF 3a	PP, Silikon		00829 197000-36	
2	Deckelset LF 5a	PP, Silikon		00829 200300-36	
3	Trichter LF 3a	PES	300 ml	00829 197000-34	
3	Trichter LF 5a	PES	500 ml	00829 197000-56	
4	Zwischenstück	PP		00829 197000-37	
5	Flaschenadapter		GL45	00829 197000-38	



LF 3a / 5a

Filter Ø47mm, 300ml / 500ml magnetischer PES-Filterhalter

Technische Merkmale:

- magnetischer Anschluss vereinfacht schnellen und stabilen Aufbau ohne Klemmen
- Einhandbedienung, kein Zerreißen und Verdrehen der Membran durch die magnetische Dichtung
- Membranführung erleichtert das Einsetzen der Membran
- PES-Struktur bietet hervorragende Bruchsicherheit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen (bis zu 180°C)
- graduierter Trichter (50ml-Schritte) für einfaches Abmessen
- autoklavierbar
- wiederverwendbar



MF 3 - 300ml
Ø47mm, mit Stopfen,
langer Stiel




MF 5 - 500ml
Ø47mm, mit Stopfen, langer Stiel



MF 3a - 300ml
Ø47mm, kurzer Stiel




MF 5a - 500ml
Ø47mm, kurzer Stiel



MF 3 / 5

MF3/5 magnetisch, Stopfen, langer Stiel				
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer
	300ml, 47mm magnetischer PES-Filterhalter, komplett			00829 200300-01
	500ml, 47mm magnetischer PES-Filterhalter, komplett			00829 200500-01
1	Deckelset	PP		00829 200300-36
2	Trichter	PES	300 ml 500 ml	00829 200300-30 00829 200500-30
3	Filterunterstützung	PP	langer Stiel	00829 200300-32
4	Stopfen	Silikon	Nr. 8	00829 167110-17

MF 3a/5a magnetisch, kurzer Stiel				
#	Artikel	Material	Größe	Bestellnummer
	300ml, 47mm magnetischer PES-Filterhalter, komplett			00829 200310-01
	500ml, 47mm magnetischer PES-Filterhalter, komplett			00829 200510-01
1	Deckelset	PP		00829 200300-36
2	Trichter	PES	300 ml 500 ml	00829 200300-30 00829 200500-30
3	Filterunterstützung	PP	kurzer Stiel	00829 200310-32



MF 3a / 5a