

## Flaschen - rund - Schraubkappe - hergestellt aus Sodaglas

- eng- oder weithalsig
- ohne Schraubkappe (PP)
- Klarglas oder Braunglas

Kapazität	Bestellnummer				
	ml	enghalsig		weithalsig	
		Klarglas	Braunglas	Klarglas	Braunglas
25	-	-	5 894 025	5 895 025	
30	5 888 030	5 889 030	5 894 030	5 895 030	
50	5 888 050	5 889 050	5 894 050	5 895 050	
75	-	-	-	5 895 075	
100	5 888 100	5 889 100	5 894 100	5 895 100	
125	-	-	5 894 125	5 895 125	
150	-	5 889 150	5 894 150	5 895 150	
200	-	5 889 200	5 894 200	5 895 200	
250	5 888 250	5 889 250	5 894 250	5 895 250	
300	-	-	5 894 300	5 895 300	
500	5 888 500	5 889 500	5 894 500	5 895 500	
1000	5 888 001	5 889 001	5 894 001	5 895 001	
2000	-	-	-	5 895 002	



## Laborflaschen - vierkant - Schraubgewinde - graduiert

- mit Schraubkappe und Ausgussring (PP) (nur Klarglasversion)
- Klarglas oder braun eingefärbt
- hergestellt aus DURAN® Rohr

Kapazität	Gewinde	Durchmesser	Höhe	Bestellnummer	
				Klarglas	braun eingefärbt*
ml	GL	mm	mm		
100	32	50	109	5 523 311	5 523 331
100	45	50	109	-	5 523 331
250	45	64	143	5 523 312	5 523 332
500	45	78	181	5 523 313	5 523 333
1000	45	94	222	5 523 314	5 523 334

\* Lieferung ohne Kappe und Ausgießring



## Schraubkappen für Flaschen mit Gewinde

- hergestellt aus PBTP oder PP
- geschlossen oder mit Bohrung

Gewinde	Bohrung	Material	Farbe	Dichtung	Bestellnummer
GL					
25	-	PBTP	rot	PTFE	0 175 025*
32	-	PBTP	rot	PTFE	0 175 032*
45	-	PBTP	rot	PTFE	0 175 045*
50	-	PP	neutral	PTFE	0 175 050**
80	-	PP	neutral	PTFE	0 175 080**
100	-	PP	neutral	PTFE	0 175 099**
25	-	PP	blau	Lippendichtung	0 175 125**
32	-	PP	blau	Lippendichtung	0 175 132**
45	-	PP	blau	Lippendichtung	0 175 145**
45	-	PP	gelb	-	5 526 066**
45	-	PP	grün	-	5 526 077**
45	-	PP	rot	-	5 526 088**
45	-	PP	neutral	-	5 526 099**
GLS80	-	PP	blau	Lippendichtung	5 527 680**
GLS100	-	PP	blau	Lippendichtung	5 527 690**
25	Ø 15mm	PBTP	rot	-	0 176 025*
32	Ø 20mm	PBTP	rot	-	0 176 032*
45	Ø 34mm	PBTP	rot	-	0 176 045*
50	Ø 38mm	PP	neutral	-	0 176 050**
80	Ø 68mm	PP	neutral	-	0 176 080**
100	Ø 85mm	PP	neutral	-	0 176 100**



## Ausgussringe für Flaschen

- hergestellt aus PP oder ETFE
- verschiedene Farben
- autoklavierbar



Gewinde	Farbe	Material	Bestellnummer
GL			
32	blau	PP	0 175 201**
45	blau	PP	0 175 202**
45	gelb	PP	5 526 166**
45	grün	PP	5 526 177**
45	rot	PP	5 526 188**
45	weiß	PP	5 526 199**
32	rot	ETFE	0 175 301*
45	rot	ETFE	0 175 302*

\*autoklavierbar bis zu 180°C

\*\* autoklavierbar bis zu 140°C