

Verbrauchsartikel

Flaschen - rund - Stopfen - hergestellt aus Sodaglas

- Steilbrust
- eng- oder weithalsig
- mit Glas- oder PE-Stopfen
- Klarglas oder Braunglas

Kapazität ml	Schliff NS	Hals	Bestellnummer			
			Glas-Stopfen		PE-Stopfen	
			Klarglas	Braunglas	Klarglas	Braunglas
50	14/15	enghalsig	5 868 050	5 869 050	5 870 050	5 871 050
100	14/23	enghalsig	5 868 100	5 869 100	5 870 100	5 871 100
250	19/26	enghalsig	5 868 250	5 869 250	5 870 250	5 871 250
500	24/29	enghalsig	5 868 500	5 869 500	5 870 500	5 871 500
1000	29/32	enghalsig	5 868 001	5 869 001	5 870 001	5 871 001
2000	29/32	enghalsig	5 868 002	5 869 002	5 870 002	5 871 002
50	24/20	weithalsig	5 873 050	5 874 050	5 875 050	5 876 050
100	29/22	weithalsig	5 873 100	5 874 100	5 875 100	5 876 100
250	34/24	weithalsig	5 873 250	5 874 250	5 875 250	5 876 250
500	45/27	weithalsig	5 873 500	5 874 500	5 875 500	5 876 500
1000	60/64	weithalsig	5 873 001	5 874 001	5 875 001	5 876 001



Flaschen - viereckig - Schraubgewinde - enghalsig - hergestellt aus Sodaglas

- mit oder ohne PE-Beschichtung **NEU**
- Klarglas oder Braunglas
- passende Originalitätsverschlüsse: 5 897 032, 5 897 045

Kapazität ml	Gewinde GL	Durchmesser mm	Höhe mm	Bestellnummer		
				Klarglas	Klarglas PE-beschichtet*	Braunglas*
100	32	49	119	5 896 100	5 897 400	5 897 100
250	32	64	155	5 896 250	5 897 450	5 897 250
500	32	77	186	5 896 500	5 897 600	5 897 500
1000	45	97	223	5 896 001	5 897 701	5 897 001

* mit Ausgussring

Flaschen - viereckig - Schraubgewinde - weithalsig - hergestellt aus Sodaglas

- mit oder ohne PE-Beschichtung
- Klarglas oder Braunglas
- passende Originalitätsverschlüsse: 5 899 032, 5 899 045, 5 899 054, 5 899 060

Kapazität ml	Gewinde GL	Durchmesser mm	Höhe mm	Bestellnummer		
				Klarglas	Klarglas PE-beschichtet	Braunglas
100	32	49	111	5 898 100	5 899 110	5 899 100
250	45	64	146	5 898 250	5 899 260	5 899 250
500	54	76	173	5 898 500	5 899 510	5 899 500
1000	60	98	213	5 898 001	5 899 011	5 899 001



Originalitätsverschlüsse für Vierkantflaschen

- hergestellt aus PP
- blau

Gewinde GL	Geeignet für	Bestellnummer	
		enghalsig	weithalsig
32	enghalsig: 100, 250, 500ml weithalsig: 100ml	5 897 032	5 899 032
45	enghalsig: 1000ml weithalsig: 250ml	5 897 045	5 899 045
54	weithalsig: 500ml	-	5 899 054
60	weithalsig: 1000ml	-	5 899 060

