

# Tiefkühlschrank


Zubehör: Temperaturrekorder, Fernalarmsystem, Einschübe

## Gestelle, Edelstahl

• passend für Tiefkühlschränke **SWUF, SWUF-D** (nicht für SWUF-80)

Art	Plätze	Maße	Artikel	Bestellnummer
mit Schubladen	15	140 x 430 x 290 mm	RFU3040SD	DH.RFU3040SD
	20	140 x 570 x 290 mm	RFU50SD	DH.RFU50SD
mit seitlichem Zugang	15	140 x 430 x 290 mm	RFU3040SA	DH.RFU3040SA
	20	140 x 570 x 290 mm	RFU50SA	DH.RFU50SA

ohne Kryo-Boxen; maximale Höhe einer Kryo-Box: 55mm



Tiefkühlgeräte  
SWUF (-D)

## Gestelle, Edelstahl

• passend für Tiefkühlschränke **SWUF-80**

Art	Plätze	Maße	Artikel	Bestellnummer
mit Schubladen	12	140 x 430 x 220 mm	RFU8SD	DH.RFU8SD
mit seitlichem Zugang	12	140 x 430 x 220 mm	RFU8SA	DH.RFU8SA

ohne Kryo-Boxen; maximale Höhe einer Kryo-Box: 55mm



Tiefkühlgeräte  
SWUF-80

## Kryo-Boxen 136x136 mm, weiß, wasserabweisender Karton

• passend für alle Gestelle von Tiefkühlschränken

Höhe: 32 mm	Höhe: 50 mm
5 486 000	5 486 005

## Rastereinsätze für Kryo-Boxen 136x136 mm, weiß, wasserabweisender Karton

• passend für alle Kryo-Boxen (bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen)

Höhe	4x4	5x5	6x6	7x7	8x8	9x9	10x10	12x12
25 mm	5 486 100	5 486 105	5 486 110	5 486 115	5 486 140	5 486 145	5 486 150	5 486 155
30 mm	5 486 101	5 486 106	5 486 111	5 486 116	5 486 141	5 486 146	5 486 151	5 486 156
40 mm	5 486 102	5 486 107	5 486 112	5 486 117	5 486 142	5 486 147	5 486 152	5 486 157

Kryoröhrchen finden Sie auf Seite 227



Tiefkühlgeräte  
alle Modelle

## Fernalarmsystem

• passend für Tiefkühlschränke **SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25**

Artikel	Bestellnummer
RWAS	DH.RWAS



## Temperaturrekorder

• passend für Tiefkühlschränke **SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25**

Beschreibung	Bestellnummer
Temperaturkurvenschreiber mit Diagrammpapier und Ersatzschreiber (rot)	DH.KT622
Ersatzdiagrammpapier, 60 St. (für 420 Tage)	DH.C657
Ersatzschreiber (rot), 6 St.	DH.P222

