

# Verbrauchsartikel

## Kulturkolben (BIOGEN)

- Erlenmeyer-Form
- gerader Hals für Metallkappen, Ø 38mm
- hergestellt aus Borosilikatglas

Kapazität	Kolben Ø	Höhe	Bestellnummer
ml	mm	mm	
50	51	85	5 560 050
100	64	112	5 560 100
200	79	136	5 560 200
250	85	145	5 560 250
300	87	161	5 560 300
500	105	183	5 560 500
1000	131	232	5 560 001
2000	166	305	5 560 002
3000	187	310	5 560 003
5000	220	365	5 560 005



## Nährbodenflaschen (BIOGEN)

- gerader Hals für Metallkappen, Ø 38mm
- hergestellt aus DURAN® Rohr



Kapazität	Flaschen Ø	Höhe	Bestellnummer
ml	mm	mm	
100	50	125	5 562 100
300	71	170	5 562 300
500	83	208	5 562 500
1000	105	240	5 562 001



## Kulturkolben (Fernbach)

- nach Fernbach (regulär oder mit 4 Schikanen)
- gerader Hals für Metallkappen, Ø 38mm
- hergestellt aus Borosilikatglas

Kapazität	Kolben Ø	Höhe	Art	Bestellnummer
ml	mm	mm		
1800	200	155	regulär	5 568 050
1800	200	155	mit 4 Schikanen	5 568 100



## Kappen und Stopfen für Kulturkolben mit Hals Ø 38mm

- für Hals Ø 38mm
- Metallkappen hergestellt aus Edelstahl oder Aluminium
- Verschlusskappen hergestellt aus farbig eloxiertem Aluminium mit Federn aus Chromnickelstahl

Art	Material	Farbe	für Hals-Ø	Bestellnummer
			mm	
Metallkappe	Edelstahl	grau	38	5 570 001
	Aluminium	grau	38	5 570 002
Verschlusskappen	farbig eloxiertes Aluminium mit Federn aus Chromnickelstahl	silber	37 - 39	5 570 011
		blau	37 - 39	5 570 012
		rot	37 - 39	5 570 013

