

Tragbares Absaugsystem

Lafil 100, -500 mmHg, 1 l/Min

Geeignet für:

- Zellkulturabsaugung
- Laborabfallabsaugung

Technische Merkmale:

- -500 mmHg
- 1 l/Min
- duales Funktionssystem: Ansaugen und Filtrieren
- geeignet für Tätigkeiten unter Abzugshauben
- alle Komponenten bestehen aus POM (autoklavierbar)
- CE-Zertifikat



Lafil 100 mit Flasche und Saugkappe

Modell	Lafil 100	
Max. Vakuum	-500 mmHg	
Max. Durchflußrate	1,0 l/Min	
Motor	DC bürstenloser Motor	
Nettogewicht	1,3 kg	
Maße (LxBxH)	26,5 x 13 x 21 cm	
Material	Gehäuse: ABS Griff: POM Adapter: POM GL45 Saugkappe: PP Flasche: Borosilikatglas	
Auffanggefäß	500 ml mit GL45 Saugkappe	
Netzanschluss	DC 12V / AC100-240V	
Bestellnummer EU plug	00829 197100-02	-
Bestellnummer US plug	-	00829 197100-01

Passende Filterhalter finden Sie auf der nächsten Seite - andere, passende Filterhalter finden Sie auf den Seiten 164, 165 und 166.

Lieferumfang:

Lafil 100 wird mit Griff, 1-Kanal-Adapter, 8-Kanal-Adapter und Auffanggefäß mit Saugkappe geliefert.




Tragbares Absaugsystem | Sets



Lafil 100 mit LF 3A
300 ml PES-Filterhalter



Lafil 100 mit LF 5A
500 ml PES-Filterhalter ohne Deckelset



LF 3a / 5a

LF 3a / 5a mit Flaschenadapter					
#		Artikel	Material	Größe	Bestellnummer
		300 ml, 47 mm PES-Filterhalter, komplett			00829 197000-02
		500 ml, 47 mm PES-Filterhalter			00829 197000-04
1		Filter	PTFE	25 mm, 0,2µm	00829 194225-01
2		Deckelset LF 3a	PP, Silikon		00829 197000-36
2		Deckelset LF 5a	PP, Silikon		00829 200300-36
3		Trichter LF 3a	PES	300 ml	00829 197000-34
3		Trichter LF 5a	PES	500 ml	00829 197000-56
4		Zwischenstück	PP		00829 197000-37
5		Flaschenadapter			00829 197000-38

Saugkappe - autoklavierbar

Einzelheiten	GL45
Gewinde (I.D. Schlauch)	3/16 Zoll (5 mm)
Material	PP
Bestellnummer blau	00829 197000-60



Laborflasche, Borosilikatglas

500 ml mit Kappe GL45 und Farbcode



Einzelheiten	500 ml
Gewinde	GL45 mit Ausgussring
Material	Borosilikatglas
Bestellnummer weiß	5 526 500 B
Bestellnummer blau	5 526 500 BL
Bestellnummer gelb	5 526 500 GE
Bestellnummer grün	5 526 500 GR
Bestellnummer rot	5 526 500 RO

