

Magnetrührer

digital, Mehrfach-Magnetrührer (4 und 8 Plätze), 80-1.200 U/Min, Edelstahlplatte



MS-MP4



inklusive
Rührstäbchen



MS-MP8

MS-MP Mehrfach-, digital

Geeignet für:

- mehrere Anwendungen gleichzeitig
- Mischen von Chemikalien, Labor- und pharmazeutischen Materialien

Technische Merkmale:

- 80-1.200 U/Min
- Aluminiumplatte mit 2 x 2 oder 4 x 2 Plätzen
- hitze-, chemikalien- und säurebeständig
- einfach zu reinigen
- pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- inklusive Rührstäbchen
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- Fehlermeldung
- Sperrmodus
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:

- **Jog-Shuttle-Steuerung** mit Bedienknopf

Modell	MS-MP4	MS-MP8
Rührpunkte	4 (2x2)	8 (4x2)
Gehäuse	pulverbeschichteter Stahl (hitze-, chemikalien- und säurebeständig)	
Platte	Edelstahl (#304)	
Plattengröße	210x300 mm	210x500 mm
Distanz zwischen den Rührstellen	100 mm	
Rührkapazität	max. 0,5 l je Rührpunkt	
Geschwindigkeit & Steuerungsabstufung	80 - 1.200 U/Min, 5 U/Min	
Timer & Alarm	99 Std. 59 Min. (fortlaufend), Fehlermeldung und Timerende	
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung	
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen+Drücken)	
Rührstäbchen	4x 30 mm Stäbchen inklusive, bis zu 30 mm Stäbchen verwendbar	8x 30 mm Stäbchen inklusive, bis zu 30 mm Stäbchen verwendbar
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.	
Maße & Gewicht	210x300x65 mm, 2,5 kg	210x500x65 mm, 3,5 kg
Verpackungsgröße	330x300xh180 mm, 6 kg	540x330xh180 mm, 6 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	DH.WMS03036	DH.WMS03038
Bestellnummer 120V	DH.WMS02036	DH.WMS02038

Zubehör: Externe Temperaturfühler, Stativstangen, Rührstäbe und Halter / Klemmen / Klammern auf Seite 27