

Messkolben mit Schliff, braun eingefärbt, USP

- hergestellt aus Braunglas
- Toleranzen nach ASTM E 288, produziert nach DIN EN ISO 1024
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- Konformitätsbescheinigung



Kapazität	Toleranz	Schliff	Bestellnummer		
ml	USP ml	NS	braun eingefärbt weiß graduiert mit PE-Stopfen	braun eingefärbt weiß graduiert mit PE-Stopfen	braun eingefärbt weiß graduiert mit NS-Hohl- glasstopfen
5	±0,02	10/19	3 670 015 OS USP	3 670 015 P USP	3 670 015 USP
10	±0,02	10/19	3 670 012 OS USP	3 670 012 P USP	3 670 012 USP
20*	±0,03	10/19	3 670 002 OS USP	3 670 002 P USP	3 670 002 USP
25	±0,03	10/19	3 670 003 OS USP	3 670 003 P USP	3 670 003 USP
50	±0,05	12/21	3 670 005 OS USP	3 670 005 P USP	3 670 005 USP
100	±0,08	12/21	3 670 010 OS USP	3 670 010 P USP	3 670 010 USP
200	±0,10	14/23	3 670 020 OS USP	3 670 020 P USP	3 670 020 USP
250	±0,12	14/23	3 670 025 OS USP	3 670 025 P USP	3 670 025 USP
500	±0,20	19/26	3 670 050 OS USP	3 670 050 P USP	3 670 050 USP
1000	±0,30	24/29	3 670 100 OS USP	3 670 100 P USP	3 670 100 USP
2000	±0,50	29/32	3 670 200 OS USP	3 670 200 P USP	3 670 200 USP

* Sondergröße in Ergänzung zur ASTM E 288



Messkolben für Zuckeruntersuchungen

- blaue Markierung
- Borosilikatglas 3.3



Kapazität	Bestellnummer
ml	
100	3 671 100
200	3 671 200



Messkolben für Zuckeruntersuchungen

- 2x blaue Markierungen
- Borosilikatglas 3.3



Kapazität	Bestellnummer
ml	
50/55	3 672 050
100/110	3 672 100
200/220	3 672 200



Überlaufmesskolben für Wasseruntersuchungen finden Sie auf **Seite 63**