

# Verbrauchsartikel

## Messkolben mit Schliff, Klasse A



- hergestellt aus DURAN® Rohr
- Toleranz nach DIN EN ISO 1042
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)

| Kapazität | Toleranz | Schliff | Bestellnummer                     |                                  |                                           |
|-----------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ml        | ml       | NS      | braun graduiert<br>mit PE-Stopfen | blau graduiert<br>mit PE-Stopfen | braun graduiert<br>mit NS-Hohlglasstopfen |
| 5         | ±0,025   | 7/16    | 3 664 000                         | 3 664 000 BL                     | 3 668 000                                 |
| 5         | ±0,040   | 10/19   | 3 664 015                         | 3 664 015 BL                     | 3 668 015                                 |
| 10        | ±0,025   | 7/16    | 3 664 001                         | 3 664 001 BL                     | 3 668 001                                 |
| 10        | ±0,040   | 10/19   | 3 664 012                         | 3 664 012 BL                     | 3 668 012                                 |
| 10*       | ±0,060   | 14/23   | 3 664 00114                       | 3 664 00114 BL                   | 3 668 00114                               |
| 10*       | ±0,060   | 12/21   | -                                 | 3 664 01212 BL                   | -                                         |
| 15*       | ±0,040   | 10/19   | 3 664 016                         | 3 664 016 BL                     | 3 668 016                                 |
| 20*       | ±0,040   | 7/16    | 3 664 021                         | 3 664 021 BL                     | 3 668 021                                 |
| 20        | ±0,040   | 10/19   | 3 664 002                         | 3 664 002 BL                     | 3 668 002                                 |
| 20        | ±0,060   | 12/21   | 3 664 013                         | 3 664 013 BL                     | 3 668 013                                 |
| 20*       | ±0,060   | 14/23   | 3 664 00214                       | 3 664 00214 BL                   | 3 668 00214                               |
| 25        | ±0,040   | 10/19   | 3 664 003                         | 3 664 003 BL                     | 3 668 003                                 |
| 25        | ±0,060   | 12/21   | 3 664 014                         | 3 664 014 BL                     | 3 668 014                                 |
| 25*       | ±0,060   | 14/23   | 3 664 00314                       | 3 664 00314 BL                   | 3 668 00314                               |
| 50        | ±0,060   | 12/21   | 3 664 005                         | 3 664 005 BL                     | 3 668 005                                 |
| 50        | ±0,100   | 14/23   | 3 664 006                         | 3 664 006 BL                     | 3 668 006                                 |
| 75*       | ±0,060   | 12/21   | 3 664 0075                        | -                                | 3 668 0075                                |
| 100       | ±0,100   | 12/21   | 3 664 010                         | 3 664 010 BL                     | 3 668 010                                 |
| 100       | ±0,100   | 14/23   | 3 664 011                         | 3 664 011 BL                     | 3 668 011                                 |
| 100*      | ±0,150   | 19/26   | 3 664 135                         | -                                | 3 668 135                                 |
| 150*      | ±0,100   | 14/23   | 3 664 150                         | -                                | 3 668 150                                 |
| 192,2*    | ±0,150   | 14/23   | 3 664 192                         | 3 664 192 BL                     | 3 668 192                                 |
| 200       | ±0,150   | 14/23   | 3 664 020                         | 3 664 020 BL                     | 3 668 020                                 |
| 250       | ±0,150   | 14/23   | 3 664 025                         | 3 664 025 BL                     | 3 668 025                                 |
| 300*      | ±0,150   | 14/23   | 3 664 030                         | -                                | 3 668 030                                 |
| 350*      | ±0,150   | 19/26   | 3 664 035                         | -                                | 3 668 035                                 |
| 368,3*    | ±0,150   | 19/26   | -                                 | 3 664 368 BL                     | -                                         |
| 400*      | ±0,250   | 19/26   | 3 664 040                         | -                                | 3 668 040                                 |
| 500*      | ±0,250   | 14/23   | 3 664 049                         | -                                | 3 668 049                                 |
| 500       | ±0,250   | 19/26   | 3 664 050                         | 3 664 050 BL                     | 3 668 050                                 |
| 600*      | ±0,400   | 24/29   | 3 664 060                         | -                                | 3 668 060                                 |
| 800*      | ±0,400   | 24/29   | 3 664 080                         | -                                | 3 668 080                                 |
| 900*      | ±0,400   | 24/29   | 3 664 090                         | -                                | 3 668 090                                 |
| 1000      | ±0,400   | 24/29   | 3 664 100                         | 3 664 100 BL                     | 3 668 100                                 |
| 1000      | ±0,600   | 29/32   | 3 664 101                         | 3 664 101 BL                     | 3 668 101                                 |
| 2000      | ±0,600   | 29/32   | 3 664 200                         | 3 664 200 BL                     | 3 668 200                                 |
| 3000*     | ±0,800   | 29/32   | 3 664 300                         | 3 664 300 BL                     | 3 668 300                                 |
| 5000*     | ±1,200   | 29/32   | 3 664 499                         | -                                | 3 668 499                                 |
| 5000      | ±1,200   | 34/35   | 3 664 500                         | 3 664 500 BL                     | 3 668 500                                 |

\* Spezialgröße zusätzlich zum ISO 1042 Sortiment, mit Konformitätszertifikat



**NEU**

Alle Messkolben mit Schliff können ebenfalls mit Ausguss bestellt werden.

Hierzu fügen Sie „A“ am Ende der Bestellnummer hinzu.

**Beispiel:** „3 664 005 A“ oder „3 664 100 BL A“

**NEU**

Alle braun graduierten Messkolben mit NS-Hohlglasstopfen können ebenfalls mit blauer Graduierung bestellt werden.

Hierzu fügen Sie „BL“ am Ende der Bestellnummer hinzu.

**Beispiel:** „3 668 014 BL“ oder „3 668 500 BL“

