

Verbrauchsartikel

Messkolben, Trapezform mit Schliff Klasse A

- hergestellt aus DURAN® Rohr
- Toleranz nach DIN EN ISO 1042
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)



| Kapazität | Toleranz | Schliff | Bestellnummer | |
|-----------|----------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| ml | ml | NS | braun graduiert mit PE-Stopfen | blau graduiert mit PE-Stopfen |
| 1 | ±0,025 | 7/16 | 3 669 000 | 3 669 000 BL |
| 1 | ±0,040 | 10/19 | 3 669 00010 | 3 669 00010 BL |
| 2 | ±0,025 | 7/16 | 3 669 001 | 3 669 001 BL |
| 3* | ±0,025 | 7/16 | 3 669 002 | 3 669 002 BL |
| 3* | ±0,040 | 10/19 | - | 3 669 00210 BL |
| 4* | ±0,025 | 7/16 | 3 669 0024 | - |
| 4* | ±0,040 | 10/19 | 3 669 035 | 3 669 035 BL |
| 5 | ±0,025 | 7/19 | 3 669 003 | 3 669 003 BL |
| 5 | ±0,040 | 10/19 | 3 669 015 | 3 669 015 BL |
| 10 | ±0,025 | 7/16 | 3 669 005 | 3 669 005 BL |
| 10 | ±0,040 | 10/19 | 3 669 010 | 3 669 010 BL |
| 20 | ±0,040 | 10/19 | 3 669 020 | 3 669 020 BL |
| 25 | ±0,040 | 10/19 | 3 669 025 | 3 669 025 BL |
| 25 | ±0,060 | 12/21 | 3 669 014 | 3 669 014 BL |
| 50 | ±0,060 | 12/21 | 3 669 050 | 3 669 050 BL |
| 50 | ±0,100 | 14/23 | 3 669 100 | 3 669 100 BL |
| 100* | ±0,100 | 12/21 | 3 669 200 | 3 669 200 BL |
| 100* | ±0,100 | 14/23 | 3 669 500 | 3 669 500 BL |

* Spezialgrößen zusätzlich zum ISO 1042 Sortiment, mit Konformitätszertifikat



Messkolben mit Schliff USP

- hergestellt aus DURAN® Rohr
- Toleranz nach ASTM E 288, produziert nach DIN EN ISO 1024
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)



USP

| Kapazität | Toleranz | Schliff | Bestellnummer | | | |
|-----------|----------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ml | USP ml | NS | blau graduiert mit PE-Stopfen | blau graduiert mit NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert mit PE-Stopfen | braun graduiert mit NS-Hohlglasstopfen |
| 5 | ±0,02 | 10/19 | 3 664 015 BL USP | 3 668 015 BL USP | 3 664 015 USP | 3 668 015 USP |
| 10 | ±0,02 | 10/19 | 3 664 012 BL USP | 3 668 012 BL USP | 3 664 012 USP | 3 668 012 USP |
| 20* | ±0,03 | 10/19 | 3 664 002 BL USP | 3 668 002 BL USP | 3 664 002 USP | 3 668 002 USP |
| 25 | ±0,03 | 10/19 | 3 664 003 BL USP | 3 668 003 BL USP | 3 664 003 USP | 3 668 003 USP |
| 25 | ±0,08 | 12/21 | 3 664 014 BL USP | 3 668 014 BL USP | 3 664 014 USP | 3 668 014 USP |
| 50 | ±0,05 | 12/21 | 3 664 005 BL USP | 3 668 005 BL USP | 3 664 005 USP | 3 668 005 USP |
| 100 | ±0,08 | 12/21 | 3 664 010 BL USP | 3 668 010 BL USP | 3 664 010 USP | 3 668 010 USP |
| 200 | ±0,10 | 14/23 | 3 664 020 BL USP | 3 668 020 BL USP | 3 664 020 USP | 3 668 020 USP |
| 250 | ±0,12 | 14/23 | 3 664 025 BL USP | 3 668 025 BL USP | 3 664 025 USP | 3 668 025 USP |
| 500 | ±0,20 | 19/26 | 3 664 050 BL USP | 3 668 050 BL USP | 3 664 050 USP | 3 668 050 USP |
| 1000 | ±0,30 | 24/29 | 3 664 100 BL USP | 3 668 100 BL USP | 3 664 100 USP | 3 668 100 USP |
| 2000 | ±0,50 | 29/32 | 3 664 200 BL USP | 3 668 200 BL USP | 3 664 200 USP | 3 668 200 USP |

* Spezialgröße zusätzlich zum ASTM E 288 Sortiment

Braun eingefärbte Version mit weißer Graduierung auf Anfrage

