

Messkolben mit Schliff, braun eingefärbt, Klasse A



- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach DIN EN ISO 1042
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)

Kapazität ml	Toleranz ml	Schliff NS	Bestellnummer	
			weiß graduiert mit NS-Hohglasstopfen	weiß graduiert mit PE-Stopfen
2	±0,040	10/19	3 670 022	3 670 022 P
5	±0,025	7/16	3 670 000	3 670 000 P
5	±0,040	10/19	3 670 015	3 670 015 P
10	±0,025	7/16	3 670 001	3 670 001 P
10	±0,040	10/19	3 670 012	3 670 012 P
10*	±0,060	14/23	3 670 00114	3 670 00114 P
15*	±0,040	10/19	3 670 016	3 670 016 P
15*	±0,060	12/21	3 670 0016	3 670 0016 P
20*	±0,040	7/16	3 670 013 7	3 670 013 7 P
20	±0,040	10/19	3 670 002	3 670 002 P
20	±0,060	12/21	3 670 013	3 670 013 P
20*	±0,060	14/23	3 670 017	3 670 017 P
25	±0,040	10/19	3 670 003	3 670 003 P
25	±0,060	12/21	3 670 014	3 670 014 P
25*	±0,060	14/23	3 670 018	3 670 018 P
50	±0,060	12/21	3 670 005	3 670 005 P
50	±0,100	14/23	3 670 006	3 670 006 P
100	±0,100	12/21	3 670 010	3 670 010 P
100	±0,100	14/23	3 670 011	3 670 011 P
125*	±0,100	14/23	3 670 125	3 670 125 P
150*	±0,100	14/23	3 670 150	3 670 150 P
200	±0,150	14/23	3 670 020	3 670 020 P
250	±0,150	14/23	3 670 025	3 670 025 P
250*	±0,400	29/32	3 670 025 29	3 670 025 29 P
300*	±0,150	14/23	3 670 030	3 670 030 P
500*	±0,250	14/23	3 670 049	3 670 049 P
500	±0,250	19/26	3 670 050	3 670 050 P
500*	±0,400	29/32	3 670 051	3 670 051 P
1000	±0,400	24/29	3 670 100	3 670 100 P
1000	±0,600	29/32	3 670 101	3 670 101 P
2000	±0,600	29/32	3 670 200	3 670 200 P
5000	±1,200	34/35	3 670 500	3 670 500 P

* Spezialgröße zusätzlich zum ISO 1042 Sortiment, mit Konformitätszertifikat



Messkolben mit Schraubkappe, Klasse A



- hergestellt aus DURAN® Rohr
- Toleranz nach DIN EN ISO 1042
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung

Kapazität ml	Toleranz ml	Gewinde GL	Bestellnummer	
			braun graduiert mit Schraubkappe	
5	±0,040	14		3 642 000
10	±0,040	14		3 642 001
20	±0,040	14		3 642 002
25	±0,040	14		3 642 003
50	±0,060	18		3 642 005
100	±0,100	18		3 642 010
200	±0,150	18		3 642 020
250	±0,150	18		3 642 025
500	±0,250	25		3 642 050
1000	±0,400	32		3 642 100
2000	±0,600	32		3 642 200
5000	±1,200	32		3 642 500

