

## MultiVac 300-MB | MultiVac 600-MB

### Geeignet für:

- Filtration für mikrobiologische Tests
- chemische Experimente
- allgemeine Laborfiltration

### Technische Merkmale:

- MultiVac MB besteht aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl
- 3x/6x Silikonstopfen Nr. 8 inklusive
- individuelle Kontrolle jedes Zweigs
- durch das einstellbare Belüftungsventil kann die restliche Flüssigkeit aus dem Schlauch ablaufen
- innovatives Belüftungsventil verhindert das Druckstoßphänomen
- Schlauchschnellverbinder kann an beiden Seiten angeschlossen werden



### SPIN-LOCK VERBINDUNG



| Modell                       | MultiVac 300-MB       | MultiVac 600-MB       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anzahl der Abzweigungen      | 3                     | 6                     |
| Filter Ø                     | 47mm / 50mm           | 47mm / 50mm           |
| (Mögliche) Trichterkapazität | 100ml / 300ml / 500ml | 100ml / 300ml / 500ml |
| Effektive Filtrationsfläche  | 9,6cm <sup>2</sup>    | 9,6cm <sup>2</sup>    |
| Anschluss                    | 5/16 Zoll (8mm)       | 5/16 Zoll (8mm)       |
| Maße (LxBxH)                 | 48 x 13 x 11 cm       | 85 x 13 x 11 cm       |
| Bauteile                     | Material              | Material              |
| Verteiler                    | Edelstahl SUS316      | Edelstahl SUS316      |
| Verbinder                    | Edelstahl SUS316      | Edelstahl SUS316      |
| Filtertrichter               | Edelstahl SUS316      | Edelstahl SUS316      |
| Trichterhalterung            | Edelstahl SUS316      | Edelstahl SUS316      |
| Kontrollventil & Griff       | Eloxiertes Aluminium  | Eloxiertes Aluminium  |
| Bestellnummer                | 00829 180300-02       | 00829 180600-02       |

### Passende Trichter:



| Modell | Filter Ø | Verbindung | Material  | Bestellnummer   | Seite |
|--------|----------|------------|-----------|-----------------|-------|
| 100ml  | 47mm     | Spin-Lock  | Edelstahl | 00829 167103-61 | 166   |
| 300ml  | 47mm     | Spin-Lock  | Edelstahl | 00829 167103-63 |       |
| 500ml  | 47mm     | Spin-Lock  | Edelstahl | 00829 167103-65 |       |