

Vakuumfiltration | Mehrfach-Filterstation

MultiVac 310-MS

Geeignet für:

- Filtration für mikrobiologische Tests
- chemische Experimente
- allgemeine Laborfiltration

Technische Merkmale:

- MultiVac 310-MS besteht aus eloxiertem Aluminium
- 3x Silikonstopfen Nr. 8 inklusive
- individuelle Kontrolle jedes Zweigs
- durch das einstellbare Belüftungsventil kann die restliche Flüssigkeit aus dem Schlauch ablaufen
- Schlauchschnellverbinder kann an beiden Seiten angeschlossen werden



MultiVac 310-MS



Anwendungsbeispiel

Modell	MultiVac 310-MS
Anzahl der Abzweigungen	3
Anschluss	5/16 Zoll (8mm)
Maße (LxBxH)	47 x 13 x 16 cm
Bauteile	
Verteiler	Eloxiertes Aluminium
Kontrollventil	Eloxiertes Aluminium
Griff	Eloxiertes Aluminium
Schlauchtülle	Eloxiertes Aluminium
Bestellnummer	00829 180310-01

Passende Filterhalter:

Modell	Filter Ø	Verbindung	Material	Seite
VF5	25mm	Stopfen	Glas	158
VF8	25mm	Stopfen	Glas	158
VF7	47mm	Stopfen	Glas	159
VF6	47mm	Stopfen	Glas	159
VF2	47mm	Stopfen & Spin-Lock	Edelstahl	161

Modell	Filter Ø	Verbindung	Material	Seite
VF11	47mm	Stopfen & Spin-Lock	Edelstahl	161
LF32	47mm	Stopfen & Spin-Lock	Edelstahl	163
LF33	47mm	Stopfen & Spin-Lock	Edelstahl	163
LF3/5	47mm	Stopfen	PES	164
MF3/5	47mm	Stopfen	PES	165