

# Verbrauchsartikel

## Flaschen - rund - Stopfen - hergestellt aus Sodaglas

- Steilbrust
- eng- oder weithalsig
- mit Glas- oder PE-Stopfen
- Klarglas oder Braunglas

| Kapazität<br>ml | Schliff<br>NS | Hals       | Bestellnummer |           |            |           |
|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|                 |               |            | Glas-Stopfen  |           | PE-Stopfen |           |
|                 |               |            | Klarglas      | Braunglas | Klarglas   | Braunglas |
| 50              | 14/15         | enghalsig  | 5 868 050     | 5 869 050 | 5 870 050  | 5 871 050 |
| 100             | 14/23         | enghalsig  | 5 868 100     | 5 869 100 | 5 870 100  | 5 871 100 |
| 250             | 19/26         | enghalsig  | 5 868 250     | 5 869 250 | 5 870 250  | 5 871 250 |
| 500             | 24/29         | enghalsig  | 5 868 500     | 5 869 500 | 5 870 500  | 5 871 500 |
| 1000            | 29/32         | enghalsig  | 5 868 001     | 5 869 001 | 5 870 001  | 5 871 001 |
| 2000            | 29/32         | enghalsig  | 5 868 002     | 5 869 002 | 5 870 002  | 5 871 002 |
| 50              | 24/20         | weithalsig | 5 873 050     | 5 874 050 | 5 875 050  | 5 876 050 |
| 100             | 29/22         | weithalsig | 5 873 100     | 5 874 100 | 5 875 100  | 5 876 100 |
| 250             | 34/24         | weithalsig | 5 873 250     | 5 874 250 | 5 875 250  | 5 876 250 |
| 500             | 45/27         | weithalsig | 5 873 500     | 5 874 500 | 5 875 500  | 5 876 500 |
| 1000            | 60/64         | weithalsig | 5 873 001     | 5 874 001 | 5 875 001  | 5 876 001 |



## Flaschen - viereckig - Schraubgewinde - enghalsig - hergestellt aus Sodaglas

- mit oder ohne PE-Beschichtung **NEU**
- Klarglas oder Braunglas
- passende Originalitätsverschlüsse: 5 897 032, 5 897 045

| Kapazität<br>ml | Gewinde<br>GL | Durchmesser<br>mm | Höhe<br>mm | Bestellnummer |                             |            |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|
|                 |               |                   |            | Klarglas      | Klarglas<br>PE-beschichtet* | Braunglas* |
| 100             | 32            | 49                | 119        | 5 896 100     | 5 897 400                   | 5 897 100  |
| 250             | 32            | 64                | 155        | 5 896 250     | 5 897 450                   | 5 897 250  |
| 500             | 32            | 77                | 186        | 5 896 500     | 5 897 600                   | 5 897 500  |
| 1000            | 45            | 97                | 223        | 5 896 001     | 5 897 701                   | 5 897 001  |

\* mit Ausgussring

## Flaschen - viereckig - Schraubgewinde - weithalsig - hergestellt aus Sodaglas

- mit oder ohne PE-Beschichtung
- Klarglas oder Braunglas
- passende Originalitätsverschlüsse: 5 899 032, 5 899 045, 5 899 054, 5 899 060

| Kapazität<br>ml | Gewinde<br>GL | Durchmesser<br>mm | Höhe<br>mm | Bestellnummer |                            |           |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|                 |               |                   |            | Klarglas      | Klarglas<br>PE-beschichtet | Braunglas |
| 100             | 32            | 49                | 111        | 5 898 100     | 5 899 110                  | 5 899 100 |
| 250             | 45            | 64                | 146        | 5 898 250     | 5 899 260                  | 5 899 250 |
| 500             | 54            | 76                | 173        | 5 898 500     | 5 899 510                  | 5 899 500 |
| 1000            | 60            | 98                | 213        | 5 898 001     | 5 899 011                  | 5 899 001 |



## Originalitätsverschlüsse für Vierkantflaschen

- hergestellt aus PP
- blau

| Gewinde<br>GL | Geeignet für                                    | Bestellnummer |            |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                 | enghalsig     | weithalsig |
| 32            | enghalsig: 100, 250, 500ml<br>weithalsig: 100ml | 5 897 032     | 5 899 032  |
| 45            | enghalsig: 1000ml<br>weithalsig: 250ml          | 5 897 045     | 5 899 045  |
| 54            | weithalsig: 500ml                               | -             | 5 899 054  |
| 60            | weithalsig: 1000ml                              | -             | 5 899 060  |

