


Automatische Pelletbüretten

Klasse B - mit Zwischenhahn

- Strichteilung
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- seitlichem Hahn und Zwischenhahn
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- 2L Vorratsflasche




| Kapazität ml | Teilung ml | Toleranz | | Hahn | Bestellnummer | |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|---|---|-----------------------------|
| | | witeg ml | ISO ml | | blau graduiert blauer Schellbachstreifen | Braunglas weiß graduiert |
| 10 | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 | Zwischenhahn: NS-Glasküken seitlicher Hahn: solides NS-Glasküken | 3 112 106 | 3 114 106 |
| 25 | 0,05 | ±0,03 | ±0,05 | | 3 112 256 | 3 114 256 |
| 50 | 0,1 | ±0,08 | ±0,1 | | 3 112 506 | 3 114 506 |
| 100 | 0,2 | ±0,2 | ±0,2 | | 3 112 906 | 3 114 906 |
| 10 | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 | Zwischenhahn: NS-Glasküken seitlicher Hahn: PTFE-Spindel | 3 112 107 | 3 114 107 |
| 25 | 0,05 | ±0,03 | ±0,05 | | 3 112 257 | 3 114 257 |
| 50 | 0,1 | ±0,08 | ±0,1 | | 3 112 507 | 3 114 507 |
| 100 | 0,2 | ±0,2 | ±0,2 | | 3 112 907 | 3 114 907 |
| 10 | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 | Zwischenhahn: NS-PTFE-Küken seitlicher Hahn: PTFE-Spindel | 3 112 108 | 3 114 108 |
| 25 | 0,05 | ±0,03 | ±0,05 | | 3 112 258 | 3 114 258 |
| 50 | 0,1 | ±0,08 | ±0,1 | | 3 112 508 | 3 114 508 |
| 100 | 0,2 | ±0,2 | ±0,2 | | 3 112 908 | 3 114 908 |

für eine braune Graduierung fügen Sie ein „B“ hinter der Bestellnummer hinzu (nicht verfügbar für Braunglas)

Klasse B

- Strichteilung
- ohne Zwischenhahn
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- seitlicher Hahn
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- 2L Vorratsflasche



| Kapazität ml | Teilung ml | Toleranz | | Hahn | Bestellnummer | |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | witeg ml | ISO ml | | blau graduiert blauer Schellbachstreifen | Braunglas weiß graduiert |
| 10 | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 | seitlicher Hahn: solides NS-Glasküken | 3 102 104 | 3 104 104 |
| 25 | 0,05 | ±0,04 | ±0,05 | | 3 102 254 | 3 104 254 |
| 50 | 0,1 | ±0,08 | ±0,1 | | 3 102 504 | 3 104 504 |
| 100 | 0,2 | ±0,2 | ±0,2 | | 3 102 904 | 3 104 904 |
| 10 | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 | seitlicher Hahn: PTFE-Spindel | 3 102 105 | 3 104 105 |
| 25 | 0,05 | ±0,04 | ±0,05 | | 3 102 255 | 3 104 255 |
| 50 | 0,1 | ±0,08 | ±0,1 | | 3 102 505 | 3 104 505 |
| 100 | 0,2 | ±0,2 | ±0,2 | | 3 102 905 | 3 104 905 |

für eine braune Graduierung fügen Sie ein „B“ hinter der Bestellnummer hinzu (nicht verfügbar für Braunglas)