

## Wägegläser hohe Form

- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung und Abmessungen
- NS-Deckel mit Knauf



| Kapazität | Außen Ø | Höhe | Bestellnummer |
|-----------|---------|------|---------------|
| ml        | mm      | mm   |               |
| 10        | 25      | 40   | 2 870 005     |
| 15        | 30      | 40   | 2 870 006     |
| 20        | 30      | 50   | 2 870 007     |
| 30        | 35      | 50   | 2 870 008     |
| 40        | 40      | 50   | 2 870 009     |
| 45        | 40      | 60   | 2 870 010     |
| 45        | 40      | 65   | 2 870 011     |
| 45        | 35      | 70   | 2 870 012     |
| 70        | 40      | 80   | 2 870 013     |
| 120       | 50      | 80   | 2 870 014     |

## Wägegläser niedrige Form

- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung und Abmessungen
- NS-Deckel mit Knauf



| Kapazität | Außen Ø | Höhe | Bestellnummer |
|-----------|---------|------|---------------|
| ml        | mm      | mm   |               |
| 6         | 25      | 25   | 2 872 001     |
| 7         | 30      | 30   | 2 872 003     |
| 10        | 35      | 30   | 2 872 004     |
| 15        | 40      | 30   | 2 872 002     |
| 30        | 50      | 30   | 2 872 005     |
| 45        | 60      | 30   | 2 872 006     |
| 80        | 80      | 30   | 2 872 008     |
| 35        | 40      | 40   | 2 872 009     |

## Wägegläser

- hergestellt aus Polypropylen (PP)
- autoklavierbar, wiederverwendbar
- luftdicht

| Kapazität | Außen Ø | Höhe | Tara | Bestellnummer |
|-----------|---------|------|------|---------------|
| ml        | mm      | mm   |      |               |
| 23        | 30      | 48   | 8    | 7 064 001     |
| 20        | 40      | 29   | 8    | 7 064 002     |
| 60        | 40      | 69   | 14   | 7 064 003     |
| 30        | 49      | 29   | 10   | 7 064 004     |
| 50        | 59      | 34   | 18   | 7 064 005     |
| 190       | 59      | 88   | 28   | 7 064 006     |
| 360       | 70      | 118  | 40   | 7 064 007     |



## Wägeschiffchen mit Trichter

- Glas, spitz
- zum Wiegen von Chemikalien



| Kapazität | Außen Ø | Länge | Bestellnummer |
|-----------|---------|-------|---------------|
| ml        | mm      | mm    |               |
| 1         | 12      | 35    | 2 880 000     |
| 3         | 22      | 65    | 2 880 001     |
| 6         | 28      | 70    | 2 880 002     |
| 10        | 32      | 80    | 2 880 003     |
| 30        | 40      | 110   | 2 880 004     |
| 60        | 50      | 135   | 2 880 005     |
| 170       | 65      | 200   | 2 880 006     |



## Wägeschiffchen

- rund mit geschliffenen Ecken
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3



| Länge | Bestellnummer |
|-------|---------------|
| mm    |               |
| 82    | 2 880 101     |
| 95    | 2 880 102     |
| 137   | 2 880 103     |



## Plan-Wägegläser

- nach Heidbrink



**Bestellnummer**  
2 873 902

