

Kompressor (ölfrei)

ROCKER
make filtration easy

Rocker 320 / 420 100 psi, 14 l/Min, 50dB



Rocker 320



Rocker 420

Geeignet für:

- Belüftung
- Druckfiltration

Technische Merkmale:

- keine Luftverschmutzung
- wartungsfrei
- ruhiger Betrieb und wenig Vibrationen
- Direktantriebsmotor
- Abluftfilter zur Filtration von Partikeln, Feuchtigkeit und zur Zufuhr von sauberer Luft
- CE-Zertifikat

Sicherheitsvorrichtung:

- eine thermische Sicherheitsvorrichtung gewährleistet, dass die Pumpe bei Überhitzung automatisch abschaltet und nach der Abkühlung ihre Tätigkeit fortsetzt

Modell	Rocker 320		Rocker 420	
	Max. Leistung (W)	90	85	147
Max. Stromstärke (A)	0,9	0,4	1,5	0,6
Max. Druck (ohne Feuchtigkeitsfalle)	100 psi		100 psi	
Max. Druck (mit Feuchtigkeitsfalle)	80 psi		80 psi	
Max. Durchflußrate	14 l/Min	12 l/Min	27 l/Min	25 l/Min
Feuchtigkeitsfalle	Ja		Ja	
Drehzahl	1700 U/Min	1400 U/Min	1700 U/Min	1400 U/Min
PS	1/8 PS		1/6 PS	
Geräuschpegel	50 dB		52 dB	
Anschluss	5/16 Zoll (8 mm)		5/16 Zoll (8 mm)	
Nettogewicht	4,1 kg		5,2 kg	
Maße (LxBxH)	27,2 x 13,6 x 16,5 cm		29,8 x 14,3 x 17,2 cm	
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz			
Bestellnummer 110V	00829 167320-11	-	00829 167420-11	-
Bestellnummer 230V	-	00829 167320-22	-	00829 167420-22