

Rocker 440 40-60 psi, bis zu 27 l/Min, 52dB



Rocker 440

Geeignet für:

- Fermenter
- Bioreaktor
- Gaschromatographie

Technische Merkmale:

- keine Luftverschmutzung
- wartungsfrei
- ruhiger Betrieb und wenig Vibrationen
- Direktantriebsmotor
- Abluftfilter zur Filtration von Partikeln, Feuchtigkeit und zur Zufuhr von sauberer Luft
- CE-Zertifikat

Sicherheitsvorrichtung:

- eine thermische Sicherheitsvorrichtung gewährleistet, dass die Pumpe bei Überhitzung automatisch abschaltet und nach der Abkühlung ihre Tätigkeit fortsetzt

Modell		Rocker 440					
Max. Leistung (W)		147			125		
Max. Stromstärke (A)		1,5			0,6		
Druck		40 - 60 psi					
Max. Durchflußrate (ohne Lufttank)		27 l/Min			25 l/Min		
Max. Durchflußrate (mit Lufttank)	20 psi	0-15 Sek 40 l/Min	15-30 Sek abnehmend	nach 30 Sek 27 l/Min	0-15 Sek 40 l/Min	15-30 Sek abnehmend	nach 30 Sek 25 l/Min
	40 psi	0-10 Sek 52 l/Min	10-25 Sek abnehmend	nach 25 Sek 27 l/Min	0-10 Sek 50 l/Min	10-25 Sek abnehmend	nach 25 Sek 25 l/Min
	60 psi	0-8 Sek 65 l/Min	8-22 Sek abnehmend	nach 22 Sek 27 l/Min	0-8 Sek 60 l/Min	8-22 Sek abnehmend	nach 22 Sek 25 l/Min
Feuchtigkeitsfalle		Ja					
Drehzahl		1700 U/Min			1400 U/Min		
PS		1/6 PS					
Geräuschpegel		52 dB					
Anschluss		5/16 Zoll (8 mm)					
Nettogewicht		8,4 kg					
Maße (LxBxH)		29,3 x 31,1 x 25,1 cm					
Netzanschluss		1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz					
Bestellnummer 110 V		00829 16744011			-		
Bestellnummer 230 V		-			00829 167440-22		