



## Ersatzteile witegvapor



Ersatzteile für den witegvapor diagonal

Artikel	Artikel	Bestellnummer
1	Verdampferkolben	0 655 001 FCH-V
2	Schlichsicherung	0 131 329
3	Rotationsachse	2 600 0072
4	Staubschraubkappe	2 600 040
5	Lagerkappe	2 600 041
6	Sicherungsring	2 600 042
7	Vakuumdichtung	2 600 018
8	Kühler mit Flansch	2 600 009
9	Vakuumbinder (Olive)	2 600 044
10	Einleitungs-Hahnstopfen	2 600 010
11	Entnahme-PTFE-Schlauch	2 660 019
12	Dampfsensor	2 660 020
13	Auffangkolben 500 ml KS 35	0 644 500 ROT
14	Gabelklemme für Auffangkolben	0 133 035



Ersatzteile für den witegvapor vertikal

Artikel	Artikel	Bestellnummer
1	Verdampferkolben	0 655 001 FCH-V
2	Schlichsicherung	0 131 329
3	Rotationsachse	2 600 0072
4	Staubschraubkappe	2 600 040
5	Lagerkappe	2 600 041
6	Sicherungsring	2 600 042
7	Vakuumdichtung	2 600 018
8	Kühler mit Flansch	2 600 009
9	Vakuumbinder (Olive)	2 600 044
10	Stopfen	2 600 045
11	Einleitungs-Hahnstopfen	2 600 010
12	Entnahme-PTFE-Schlauch	2 660 019
13	Dampfsensor	2 660 020
14	Auffangkolben 500 ml KS 35	0 644 500 ROT
15	Gabelklemme für Auffangkolben	0 133 035


witegvapor Rohr NS 24/29 (Artikel 3)

Material	Länge	Bestellnummer
PTFE	312 mm	2 600 0071 TEF
PTFE	200 mm	2 600 0072 TEF
Glas	312 mm	2 600 0071
Glas	200 mm	2 600 0072




4-fach Verteiler für Kolben

Verbindungen	Bestellnummer
NS 24 Hülse 4x NS 14 Kerne	1 430 400




Expansionsstück

Größe	Bestellnummer
NS24 -> NS14	0 510 002
NS29 -> NS24	0 510 006



Antischäumungs-Zwischenstück für Kolben

Größe	Bestellnummer
NS 24, l=100 mm	1 430 224
NS 25, l=250 mm	1 430 230
NS 29, l=100 mm	1 430 190
NS 29, l=250 mm	1 430 200



Auffangkolben KS 25 Rotulex

Kapazität	Bestellnummer
100 ml	0 644 100 ROT
250 ml	0 644 250 ROT
500 ml	0 644 500 ROT
1.000 ml	0 644 001 ROT
2.000 ml	0 644 002 ROT
3.000 ml	0 644 003 ROT



Verdampferkolben NS 29/32 FCH-V

Kapazität	Bestellnummer
50 ml	0 655 050 FCH-V
100 ml	0 655 100 FCH-V
250 ml	0 655 250 FCH-V
500 ml	0 655 500 FCH-V
1.000 ml	0 655 001 FCH-V
2.000 ml	0 655 002 FCH-V
3.000 ml	0 655 003 FCH-V

