

Schüttelapparat

Zubehör: Tablare, Federgestelle und Kolbenhalter


Tablare

- passend für Schüttelapparate **SHO** und **SHR**
- verschiedene Arten verfügbar

Art	Für Geräte...	Platte	Artikel	Bestellnummer
Universaltablar *	SHO-1D, SHR-1D	230x230 mm	SP100	DH.WSO504100
Universaltablar**	SHO-2D, SHR-2D	350x350 mm	SP200	DH.WSO504200
Universaltablar	OB-2, RP-2	251x251 mm	-	DH.WSO604100
Universaltablar	OB-2, RP-2	346x346 mm	-	DH.WSO604200
Tablar mit Gummimatte	SHO-1D, SHR-1D	230x230 mm	SP100	DH.WSO504110
Tablar mit Gummimatte	SHO-2D, SHR-2D	350x350 mm	SP200	DH.WSO504210
Tablar mit Gummimatte	OB-2, RP-2	295x295 mm	-	DH.WSO604110
Tablar mit Gummimatte	OB-2, RP-2	370x370 mm	-	DH.WSO604210

* max. 9x FH100 / FHS100, max. 7x FH250 / FHS250, max. 4x FH500 / FHS500

** max. 20x FH100 / FHS100, max. 16x FH250 / FHS250, max. 9x FH500 / FHS500



Tablare für Kolben und Scheidetrichter

- passend für Schüttelapparate **SHO** und **SHR**
- verschiedene Arten verfügbar

Art	Für Geräte...	Maße	Artikel	Bestellnummer
Tablar für Kolben	SHO-1D, SHR-1D	350x230x153 mm	SP120	DH.WSO504120
Tablar für Kolben	SHO-2D, SHR-2D	350x350x153 mm	SP220	DH.WSO504220
Tablar für Scheidetrichter	SHO-1D, SHR-1D	350x235x174 mm	SP130	DH.WSO504130
Tablar für Scheidetrichter	SHO-2D, SHR-2D	351x355x174 mm	SP230	DH.WSO504230
Tablar für Rundkolben	OB-2, RP-2	350x260x153 mm	-	DH.WSO604130
Tablar für Scheidetrichter	OB-2, RP-2	350x260x153 mm	-	DH.WSO604230


Passende Scheidetrichter finden Sie auf Seite 235 und Seite 236



Universal Federgestell

- passend für Schüttelapparate **SHO** und **SHR**

Art	Für Geräte...	Maße	Artikel	Bestellnummer
Universal Federgestell	SHO-1D, SHR-1D	270x270x100 mm	SP140	DH.WSO504140
Universal Federgestell	SHO-2D, SHR-2D	370x370x100 mm	SP240	DH.WSO504240
Universal Federgestell	OB-2, RP-2	295x295x100 mm	-	DH.WSO604140
Universal Federgestell	OB-2, RP-2	370x370x100 mm	-	DH.WSO604240



Kolbenhalter ABS oder STS

- passend für Schüttelapparate **SHO** und **SHR**
- Halteklammern variabel für verschiedene Kolbengrößen (ABS Klammern mit variabler Größe)
- montierbar auf Universaltablar

Art	Für Geräte...	Für Kolben...	Artikel	Bestellnummer
ABS Kolbenhalter	SHO, SHR	50-100 ml	FH100	DH.WIS504030
ABS Kolbenhalter	SHO, SHR	200-300 ml	FH250	DH.WIS504035
ABS Kolbenhalter	SHO, SHR	500-1000 ml	FH500	DH.WIS504040
STS Drahtfederkolbenhalter	SHO, SHR	100 ml	FHS100	DH.WIS600100
STS Drahtfederkolbenhalter	SHO, SHR	250 ml	FHS250	DH.WIS600250
STS Drahtfederkolbenhalter	SHO, SHR	500 ml	FHS500	DH.WIS600500
STS Drahtfederkolbenhalter	SHO, SHR	1000 ml	FHS1000	DH.WIS601000

