

Verschiedenes

Bunsenbrenner, mit Nadelventil und Luftregulierung, hergestellt aus vernickeltem Messing

Art	Maße	Bestellnummer Erdgas 23 mbar	Bestellnummer Propan / Butan 80 mbar	Bestellnummer Allgas 5-100 mbar
	Ø11 x 130 mm	7 401 000	7 401 010	-
mit Hahn	Ø11 x 130 mm	7 401 001	7 401 011	-
	Ø13 x 150 mm	7 401 002	7 401 012	-
mit Hahn & Zündflamme	Ø13 x 160 mm	7 401 003	7 401 013	-
mit Hahn	Ø11 x 130 mm	-	-	7 401 024
mit Hahn, Zündflamme und Kippahn	Ø13 x 175 mm	-	-	7 401 025



Mekerbrenner, mit Luftregulierung und Hahn, hergestellt aus vernickeltem Messing

Art	Maße	Bestellnummer Erdgas 23 mbar	Bestellnummer Propan / Butan 80 mbar	Bestellnummer Allgas 5-100 mbar
Gitterkopf	Ø15 x 140 mm	7 401 030	7 401 040	7 401 050
Gitterkopf	Ø20 x 155 mm	7 401 031	7 401 041	7 401 051
Gitterkopf	Ø25 x 170 mm	7 401 032	7 401 042	7 401 052
Gitterkopf	Ø30 x 200 mm	7 401 033	7 401 043	7 401 053
Gitterkopf	Ø20 x 155 mm	-	-	7 401 060
gelochter Kopf	Ø25 x 180 mm	-	-	7 401 061
gelochter Kopf	Ø30 x 185 mm	-	-	7 401 062



Sicherheitsbrenner, mit Nadelventil, Luftregulierung und Zündflamme, hergestellt aus vernickeltem Messing

	Bestellnummer Erdgas 23 mbar	Bestellnummer Propan / Butan 80 mbar	Bestellnummer Allgas 5-100 mbar
	7 401 070	-	7 401 072



Sicherheitsbrenner, Sicherheitsdruckknopf zur Sofortflammenzündung. Nutzung in der Mikrobiologie, Bakteriologie und zur allgemeinen Nutzung für schnelles Erhitzen und Verbinden. Betrieb durch 1.5V Batterie.

	Bestellnummer Natural gas 23 mbar	Bestellnummer Propan / Butan 80 mbar	Bestellnummer Allgas 5-100 mbar
	-	7 401 080	-



Digitaler Gasbrenner

mit LCD-Display, Sprachauswahl, Joysticksteuerung, Laufzeitdisplay, manueller Modus / Fußschalter

Beschreibung	Bestellnummer
Schuett Phoenix II Standard kontrollierte Brenndauer 1 Sek. bis zu 120 Min., Laufzeitdisplay, stoppt automatisch wenn nicht in Benutzung, Überhitzungsschutz, exakte, ökonomische Flammeneinstellung, stabile Flamme auch bei starkem Luftfluss, Flammen- und Zündungsüberwachung, Winkeleinstellung 128 x 160 x h85mm, 100-240V, 50/60Hz, ~1kg	7 401 200
Sicherheitsgasschlauch für Allgas	0,75m: 7 401 215
Sicherheitsgasschlauch für Propan / Butan, mit Gewindeverbindungen	0,5m: 7 401 216 2,0m: 7 401 217
Sicherheitsgasschlauch für Allgas mit Standardverbindung 1/2" für Gasaustritt (TAE)	1,0m: 7 401 218 2,0m: 7 401 219
Adapter mit Druckreduzierungsventil für CV 360 Butankartuschen	7 401 211
Adapter mit Druckreduzierungsventil für C 206 Butankartuschen und Sicherheitsglasrohr 0,5m	7 401 212
Glasspritzschutz	7 401 213
Windschutz, Edelstahl	7 401 214

