

# Pumpenzubehör

## 1200 ml PES-Abfallbehälter

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)
Graduierung	100 ml
Überlaufschutz	Ja
Kappe mit Ansaugteil	Ja
Material	Auffanggefäß: PES Abdeckung: PES Überlaufschutz: PP
Bestellnummer	00829 197000-11



## 1200 ml PC-Abfallbehälter

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)
Graduierung	100 ml
Überlaufschutz	Ja
Kappe mit Ansaugteil	Ja
Material	Auffanggefäß: PC Abdeckung: PES Überlaufschutz: PP
Bestellnummer	00829 197000-11-PC



## 3000 ml PC-Abfallbehälter mit Griff

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)
Graduierung	200 ml
Überlaufschutz	Ja
Material	Auffanggefäß: PC Überlaufschutz: PP
Bestellnummer	00829 167240-33



## 1200 ml PES-Abfallbehälter

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)
Graduierung	100 ml
Überlaufschutz	Ja
Material	Auffanggefäß & Abdeckung: PES Überlaufschutz: PP
Bestellnummer	00829 197000-12



## 1000 ml / 3000 ml PC-Abfallbehälter

Beschreibung	1000 ml	3000 ml
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)	
Graduierung	100 ml	
Überlaufschutz	Ja	
Material	Auffanggefäß: PC Überlaufschutz: PP	
Bestellnummer	00829 167200-31	00829 167200-33



## 2000 ml / 4000 ml HPDE-Abfallbehälter

Beschreibung	2000 ml	4000 ml
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	1/4 Zoll (6,5 mm)	
Graduierung	500 ml	
Überlaufschutz	Nein	Ja
Material	Abdeckung: PP	
Bestellnummer	00829 167200-51	00829 167200-46



## 2000 ml / 4000 ml PP-Abfallbehälter

Beschreibung	2000 ml	4000 ml
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	1/4 Zoll (6,5 mm)	
Graduierung	500 ml	
Überlaufschutz	Nein	Ja
Material	Auffanggefäß: PP Abdeckung: PP Überlaufschutz: PP	
Bestellnummer	00829 167200-50	00829 167200-47



## 4000 ml PP-Abfallbehälter mit Ablauf

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	1/4 Zoll (6,5 mm)
Graduierung	500 ml
Überlaufschutz	Ja
Ablauf	Ja
Material	Auffanggefäß: PP Abdeckung: PP Überlaufschutz: PP Schlauch: Gummi
Bestellnummer	00829 167200-48



## 1000 ml Abfallbehälter mit Ablauf & Silikonfixiersaugnapf

Beschreibung	
Anschluss (I.Ø. Schlauch)	5/16 Zoll (8 mm)
Graduierung	100 ml
Ablauf	Ja
Silikonfixiersaugnapf	Ja
Stopfen	Nr. 16 (optional)
Material	Auffangkolben: Borosilikatglas Verbinder: PP
Bestellnummer	00829 167100-15



## Fixiersaugnapf für Auffangkolben

Beschreibung	
passende Kolbengröße	1000 ml
Material	Silikon
Bestellnummer	00829 167200-45

