

Mehrfachfilterleiste | Vakuumfiltration

Modell	MultiVac 310-MS-T	
Lieferumfang	ölfreie Vakuumpumpe Rocker 400 Verteiler MultiVac 310-MS aus eloxiertem Aluminium 3 Zweige mit Stopfen 3x magnetischer PES-Filterhalter 300 ml PP Auffanggefäß 4000 ml Silikonschlauch (2m)	
Pumpe	110V (37 l/Min, -670 mmHg)	220V (34 l/Min, -670 mmHg)
Filtrationsset	300 ml PES-Trichter mit magnetischen Verbindern	
Geeignet für	Filtration für Schwebstofftests Filtration für mikrobiologische Tests allgemeine Laborfiltration	
Bestellnummer 110V	00829 180311-11-T	-
Bestellnummer 220V	-	00829 180311-22-T

3-fach Verteiler 300ml PES-Filterhalter



Modell	MultiVac 300-MB-T	
Lieferumfang	ölfreie Vakuumpumpe Rocker 400 Verteiler MultiVac 300-MB, 3 Zweige Spin-Lock 3x Edelstahl Filtertrichter 100 ml PP Auffanggefäß 4000 ml Brenner MCE-Membran, 47 mm, 0,45µm, 200 St./PK Silikonschlauch (2m)	
Pumpe	110V (37 l/Min, -680 mmHg)	220V (34 l/Min, -680 mmHg)
Filtrationsset	100 ml Edelstahl Trichter Spin-Lock Verbindung	
Geeignet für	Filtration für mikrobiologische Tests chemische Experimente allgemeine Laborfiltration	
Bestellnummer 110V	00829 180300-11-T	-
Bestellnummer 220V	-	00829 180300-22-T

3-fach Verteiler 100ml Edelstahltrichter



Modell	MultiVac 600-MB-T	
Lieferumfang	ölfreie Vakuumpumpe Rocker 400 Verteiler MultiVac 600-MB, 6 Zweige Spin-Lock 6x Edelstahl Filtertrichter 100 ml PP Auffanggefäß 4000 ml Brenner MCE-Membran, 47 mm, 0,45µm, 200 St./PK Silikonschlauch (2m)	
Pumpe	110V (37 l/Min, -680 mmHg)	220V (34 l/Min, -680 mmHg)
Filtrationsset	100 ml Edelstahl Trichter Spin-Lock Verbindung	
Geeignet für	Filtration für mikrobiologische Tests chemische Experimente allgemeine Laborfiltration	
Bestellnummer 110V	00829 180600-11-T	-
Bestellnummer 220V	-	00829 180600-22-T

6-fach Verteiler 100ml Edelstahltrichter

