

Klasse B

- Farbcodierung zur besseren Zuordnung
- hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Toleranzen nach DIN EN ISO 648
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 648
- justiert auf EX, ohne Wartezeit
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar



Kapazität ml	Toleranz		Color-Code	Bestellnummer	
	witeg ml	ISO ml		blau graduiert	braun graduiert
0,5	±0,010	±0,010	schwarz x2		3 530 005
1	±0,015	±0,015	blau		3 530 010
2	±0,015	±0,020	orange		3 530 020
3*	±0,015	-	schwarz		3 530 030
5	±0,020	±0,030	weiß		3 530 050
10	±0,030	±0,040	rot		3 530 100
15*	±0,040	-	grün		3 530 150
20	±0,050	±0,060	gelb		3 530 200
25	±0,050	±0,060	blau		3 530 250
50	±0,080	±0,100	rot		3 530 500
100	±0,120	±0,150	gelb		3 530 900

* Sondergröße in Ergänzung zur ISO 648

USP

- Farbcodierung zur besseren Zuordnung
- hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Toleranzen nach ASTM E 969
- produziert nach DIN EN ISO 648
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- justiert auf EX, 5 Sekunden Wartezeit
- Konformitätsbescheinigung



Kapazität ml	Toleranz USP ml	Color-Code	Bestellnummer	
			blau graduiert	braun graduiert
0,5	±0,006	schwarz x2	3 535 005 BL USP	3 535 005 USP
1	±0,006	blau	3 535 010 BL USP	3 535 010 USP
2	±0,006	orange	3 535 020 BL USP	3 535 020 USP
3	±0,01	schwarz	3 535 030 BL USP	3 535 030 USP
4	±0,01	rot x2	3 535 040 BL USP	3 535 040 USP
5	±0,01	weiß	3 535 050 BL USP	3 535 050 USP
6	±0,01	orange x2	3 535 060 BL USP	3 535 060 USP
7	±0,01	grün x2	3 535 070 BL USP	3 535 070 USP
8	±0,02	blau	3 353 080 BL USP	3 353 080 USP
9	±0,02	schwarz	3 535 090 BL USP	3 535 090 USP
10	±0,02	rot	3 535 100 BL USP	3 535 100 USP
12*	±0,03	-	3 535 120 BL USP	3 535 120 USP
15	±0,03	grün	3 535 150 BL USP	3 535 150 USP
20	±0,03	gelb	3 535 200 BL USP	3 535 200 USP
25	±0,03	blau	3 535 250 BL USP	3 535 250 USP
30	±0,03	schwarz	3 535 300 BL USP	3 535 300 USP
40	±0,05	weiß	3 535 400 BL USP	3 535 400 USP
50	±0,05	rot	3 535 500 BL USP	3 535 500 USP
100	±0,08	gelb	3 535 900 BL USP	3 535 900 USP

* Sondergröße in Ergänzung zur ASTM E 969