


# Bad | Wasserbad

digital, 6 / 11 / 22 l, bis zu 100°C ±0,1°C, inklusive Flachdeckel



**IQ | OQ**  
verfügbar  
Details auf Seite 12

## WB 100°C, digital

### Geeignet für:

- Mehrzweckwasserbad

### Technische Merkmale:

- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0°C)
- Bad und Deckel aus Edelstahl: lange Lebensdauer, hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Wärmekonstante / Beständigkeit, Schrägdeckel optional
- digitaler Timer: Steuerung von Einschaltverzögerung und Betriebszeit
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

### Sicherheitsvorrichtung:

- Sperrmodus
- Übertemperatur- und Überlastungsschutz
- Sensorfehlerschutz

### Steuerung:


- digitale Fuzzy-Steuerung mit **Jog-Shuttle-Schalter** (Drehen + Drücken)



WB-11 mit Flachdeckel (inklusive)

Modell	WB-6	WB-11	WB-22
Kapazität	6 l	11 l	22 l
Temperaturbereich & -genauigkeit	Raumtemperatur +5°C - 100°C, ±0,1°C		
Temperaturabstufung	Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C		
Temperaturgleichmäßigkeit & -fühler	±1,0°C, PT100		
Heizleistung	800 W	1 kW	2 kW
Timer & Alarm	99 St. 59 Min. (Einschaltverzögerung & Dauerbetrieb), Fehlermeldung & Timerende		
Ablaufventil	-	-	montiert (Ø 9,5 - 11 mm)
Nutzraum	300 x 155 x 110 mm	302 x 240 x 110 mm	500 x 295 x 110 mm
Maße innen (B x T x H)	300 x 155 x 150 mm	302 x 240 x 150 mm	500 x 295 x 150 mm
Maße außen (B x T x H)	325 x 180 x 260 mm	325 x 265 x 260 mm	535 x 330 x 260 mm
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	350 x 210 x 310 mm, 8 kg	350 x 300 x 310 mm, 10 kg	570 x 360 x 310 mm, 14 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz		
Bestellnummer 230V	DH.WB000106	DH.WB000111	DH.WB000122
Bestellnummer 120V	DH.WB000206	DH.WB000211	DH.WB000222

### Zubehör:



Deckel mit konzentrischen Ringen, Edelstahl

Maße	Artikel	Bestellnummer
für WB-6, 2 Ringe, 330x182xh20 mm	BFC106	DH.WB030106
für WB-11, 2 Ringe, 329x269xh20 mm	BFC111	DH.WB030111
für WB-22, 6 Ringe, 539x334xh20 mm	BFC122	DH.WB030122



Schrägdeckel für Wasserbad WB, Edelstahl

Maße	Artikel	Bestellnummer
für WB-6, 324x176xh100 mm	BD206	DH.WB010206
für WB-11, 324x263xh100 mm	BD211	DH.WB010211
für WB-22, 533x328xh100 mm	BD222	DH.WB010222



Reagenzglasgestell für Wasserbad WB, Edelstahl

Maße	Artikel	Bestellnummer
für WB-6, 36x Ø17 mm, 220x125xh79 mm	BTH106	DH.WB020106
für WB-6, 15x Ø32 mm, 220x125xh79 mm	BTH206	DH.WB020206
für WB-11, 63x Ø17 mm, 220x205xh79 mm	BTH111	DH.WB020111
für WB-11, 25x Ø32 mm, 220x205xh79 mm	BTH211	DH.WB020211

für WB-22 wählen Sie bitte zwischen 4x BTH106/206 und 2x BTH111/211