


Analysenwaage

Analysenwaage, 0,1mg - 220g, verschiedene Zähl- & Wiegemodi

0.1 mg - 220 g



WBA-220 0,1mg - 220g Analysewaage

Geeignet für:

- analytisches Wiegen

Technische Merkmale:

- verschiedene Zähl- & Wiegemodi (g, ct, etc.)
- mit Ø80 mm/Ø90 mm Wägeplatte und Windschutz aus Glas
- einstellbare Reaktionszeit
- elektromagnetischer Sockel
- numerische Linearitätskalibrierung
- mit RS232C Druckeranschluss
- digitales LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- inklusive 200g Kalibriergewicht (nur bei externer Kalibrierung)
- Stabilisierungszeit (typisch bei „Schnell“) ≤ 8 Sekunden
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer



inklusive 200g
Kalibriergewicht
WBA-220

Modell	WBA-220 Ext-CAL	WBA-220A Int-CAL	NEU
Gewichtsbereich, Wägeplatte	0,1 mg - 220 g, Ø80 mm	0,1 mg - 220 g, Ø90 mm	
Anzeigewert, Wiederholgenauigkeit, & Linearität	0,1 mg		
Zulässige Temperatur	5,0 - 35°C		
Wiegemodi	g / ct	g / ct / % / GN / dwt / etc.	
Zählmodus	Zähl- und Wiegemodus verfügbar		
Kalibrierung	externe Kalibrierung, inkl. 200g Kalibriergewicht	Interne Kalibrierung, AUTO	
Maße & Gewicht	190 x 240 x 265 mm, 6,3 kg	223 x 345 x 331 mm, 5,7 kg	
Verpackungsgröße	290 x 420 x 490 mm, 8,3 kg	390 x 510 x 520 mm, 10,1 kg	
Netzanschluss	DC 9V mit AC 230V Adapter, 50/60 Hz	DC 15V mit AC 230V Adapter, 50/60 Hz	
Bestellnummer	DH.WBA0220	DH.WBA0220A	

optionaler Thermodrucker für Waage WBA, RS232-Verbindung
für Papierrollen (1 Papierrolle inklusive)



Artikel	Bestellnummer
WBA-100 Drucker	DH.WBA100P
5x Ersatzpapierrolle für WBA-100	DH.WBA0084

optionaler Thermodrucker für Waage WBA, RS232-Verbindung
für Etikettenpapierrollen (1 Etikettenpapierrolle inklusive)



Artikel	Bestellnummer
WBA-420 Drucker	DH.WBA420P
5x Etikettenpapierrollen für WBA-420	DH.WBA0771



Wägeschalen, 10 Stück

Durchmesser	Bestellnummer
Ø90mm	DH.WBA0005