


Analysenwaage

Präzisionslaborwaage, 0,001g - 320/620g, verschiedene Zähl- & Wiegemodi

0,001 g - 320 g
- 620g



WBA-620

WBA -320 /-620 /-620A hochpräzise

Geeignet für:

- hochpräzises Wiegen

Technische Merkmale:

- Wiegemodus in Prozent (%) möglich
- mit Ø90 mm/Ø118 mm/Ø128 mm Wägeplatte und Windschutz aus Glas (inklusive)
- einstellbare Reaktionszeit
- elektromagnetischer Sockel
- numerische Linearitätskalibrierung
- mit RS232C- & USB-Anschluss für Drucker
- sehr großes LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung, zeigt die aktuelle Temperatur
- Zeit- und Datumseinstellung für aufgezeichnete Daten
- Stabilisierungszeit (typisch bei „Schnell“) ≤ 8 Sekunden
- Batteriebetrieb möglich (6V, 1.2Ah)
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- einstellbare Dämpfungsfunktion mit 4 Stufen
- Betriebsarten „Standard“ und „Automatische Verriegelung“

200g (WBA-320) / 500g (WBA-620)
Kalibriergewicht inklusive



NEU

Modell	WBA-320 Ext-CAL	WBA-620 Ext-CAL	WBA-620A Int-CAL
Gewichtsbereich, Wägeplatte	0,001 - 320 g, Ø 90 mm	0,001 - 620 g, Ø 128 mm	0,001 - 620 g, Ø 118 mm
Anzeigewert, Wiederholgenauigkeit & Linearität	0,001 g		
Zulässige Temperatur	5,0 - 35°C		
Wiegemodi	% Modus / g / ct / GN / dwt / etc.		
Zählmodus	Zähl- und Wiegemodus verfügbar		
Kalibrierung	externe Kalibrierung, 200g Gewicht inklusive	externe Kalibrierung, 500g Gewicht inklusive	interne Kalibrierung, AUTO
Maße & Gewicht	223 x 345 x 331 mm, 3,6 kg	223 x 345 x 331 mm, 5,7 kg	
Verpackungsgröße	290 x 385 x 365 mm, 5,1 kg	390 x 510 x 520 mm, 10,1 kg	
Netzanschluss	DC 12V mit AC 230V Adapter, 50/60 Hz	DC 15V mit AC 230V Adapter, 50/60 Hz	
Bestellnummer	DH.WBA0320	DH.WBA0620	DH.WBA0620A

optionaler Thermodrucker für Waage WBA, RS232-Verbindung
für Papierrollen (1 Papierrolle inklusive)



Artikel	Bestellnummer
WBA-100 Drucker	DH.WBA100P
5x Ersatzpapierrolle für WBA-100	DH.WBA0084

optionaler Thermodrucker für Waage WBA, RS232-Verbindung
für Etikettenpapierrollen (1 Etikettenpapierrolle inklusive)



Artikel	Bestellnummer
WBA-420 Drucker	DH.WBA420P
5x Etikettenpapierrollen für WBA-420	DH.WBA0771

Wägeschalen, 10 Stück



Durchmesser	Bestellnummer
Ø90mm	DH.WBA0005