


Bad | Wasserbad

Extraktionswasserbad, 4 / 6 / 8 Plätze, bis zu 100°C ±0,2°C, inkl. Stativstabset und Deckel



WEB-6 mit Stativstab (inklusive) und Deckel mit konzentrischen Ringen (inklusive)



WEB-4 mit Deckel und konzentrischen Ringen (inklusive)

WEB 100°C, 4/6/8 Plätze, digital

Geeignet für:

- schonende Extraktion, Soxhlet-Extraktion und COD-Bestimmung

Technische Merkmale:

- verfügbar mit 4, 6 oder 8 Extraktionsplätzen
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0°C)
- inklusive Deckel mit konzentrischen Ringen Ø 110 mm und Stativstab-Set aus Edelstahl, Mit Ablaufventil
- Edelstahl-Innenraum und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Sensor-Fehlermeldung
- Sperrmodus
- Warnung und automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand

Steuerung:

- digitale Fuzzy-Steuerung mit **Jog-Shuttle-Schalter** (Drehen + Drücken)

Modell	WEB-4	WEB-6	WEB-8
Temperaturbereich & -genauigkeit	Raumtemperatur +5°C - 100°C, ±0,2°C		
Temperaturgleichmäßigkeit & Sensor	±1,0°C, PT100		
Anzahl der Plätze	4	6	8
Heizleistung	1,4 kW	1,8 kW	2 x 1,4 kW
Timer & Alarm	99 St. 59 Min. (Einschaltverzögerung & Dauerbetrieb), Fehlermeldung & Timerende		
Maße innen (B x T x H)	610 x 160 x 160 mm	910 x 140 x 160 mm	610 x 290 x 160 mm
Maße außen (B x T x H)	720 x 245 x 275 mm	975 x 245 x 275 mm	720 x 375 x 275 mm
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	710 x 310 x 300 mm, 18 kg	1.030 x 320 x 370 mm, 25 kg	880 x 420 x 300 mm, 34 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz		
Bestellnummer 230V	DH.WEB01004	DH.WEB01006	DH.WEB01008
Bestellnummer 120V	DH.WEB02004	DH.WEB02006	DH.WEB02008

Zubehör:



Stativstab-Set, Edelstahl

Maße	Artikel	Bestellnummer
für WEB-4, 2x800mm Stab, 2x700mm Stab	EBF100	DH.WEB21004
für WEB-6, 2x800mm Stab, 2x1.020mm Stab	EBF200	DH.WEB21006
für WEB-8, 4x800mm Stab, 4x740mm Stab	EBF300	DH.WEB21008

Lieferumfang:

- WEB Wasserbad
- Stativstabset
- Deckel mit konzentrischen Ringen



Deckel mit konzentrischen Ringen, Edelstahl

	Artikel	Bestellnummer
für alle WEB Modelle	EBC100	DH.WEB11000