

Die einfachste Pipettierlösung

WITO Pipettierhelfer ist die klassische Pipettierhilfe, geeignet für alle Pipetten bis 100 ml.

Saugbalg

Der Saugbalg ist leicht zu drücken und ermöglicht müheloses Pipettieren.

Pipettiermechanismus

Das Pipettieren mit dem **WITO** Pipettierhelfer erfolgt mechanisch.

Pipettenhalterung

Die Pipettenhalterung ist geeignet für alle Pipetten bis 100 ml. Im Falle einer Kontamination lässt sich die Halterung leicht entfernen, um den Filter sowie den Silikonadapter auszutauschen.

Pipettierhebel

Mit Hilfe der gefederten Hebel erfolgt die Auswahl zwischen Ansaugen (oben) und Ablassen (unten) der Flüssigkeit.

Technik

Die eingebaute Technik ist zuverlässig und wartungsfrei.



Pipettierhilfe



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- gute Qualität zum günstigsten Preis
- einfache, wartungsfreie Pipettierhilfe
- robust und leicht im Gewicht
- einfache Auswahl zwischen Ansaugen und Ablassen
- hergestellt für eine lange Lebensdauer
- 5 Farben zur Auswahl
- Silikonadapter bei 121°C autoklavierbar



WITO Pipettierhilfe mit integriertem Einwegfilter

Farbe	Bestellnummer
blau	5 382 000
gelb	5 382 001
grün	5 382 002
magenta	5 382 003
rot	5 382 004

Lieferumfang

WITO Pipettierhilfe, Ersatzfilter



Ersatzfilter

Verpackungseinheit	Bestellnummer
5	5 382 006



Ersatzsilikonadapter

Bestellnummer
5 382 020