

Die klassische Mehrkanalpipette für Mikroliterplatten

WITOPET economy ist die klassische Mehrkanalpipette für schnelles und komfortables Befüllen von Mikroliterplatten mit 96 Vertiefungen.

Pipettierknopf

Der anfangersfreundliche Knopf garantiert perfekte Pipettierergebnisse bis zum Schluss. Die Volumeneinstellschraube liegt nicht frei, sondern ist im Druckknopf integriert. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Verstellung des Volumens.

Fingerbügel & Pipettenhalterung

Der breite Fingerbügel unterstützt die ganze Hand beim Pipettieren und dient auch als Halterung in Kombination mit dem Original-Pipettenständer - für einen sicheren und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Volumenanzeige

Die dreistellige Volumenanzeige ist gut lesbar und geeignet für Volumina von 0,5 bis 300 µl.

Spitzenabwurf

Die Spitzenabwurfvorrichtung sitzt fest und verrutscht nicht.

Pipettiereinheit

Wir nutzen effiziente Komponenten für hohe Genauigkeit und Präzision gemäß der ISO Norm. Die Pipettiereinheit kann um 360° rotiert werden für mehr Flexibilität beim Pipettieren.

Verlässliche Technik

Die Kolbeneinheit sorgt für reibungsloses Pipettieren.

Spitzenkonus

Auf den Spitzenhalter passen die Pipettenspitzen aller etablierten Marken.

Pipettengestell

geeignet für **WITOPET economy** Pipetten
5 406 205





Mehrkanal

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für Mikroliterplatten mit 96 Vertiefungen
- Qualitätspipette zu einem wettbewerbsfähigen Preis
- mit 8 und 12 Kanälen verfügbar
- Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
- anfängerfreundlicher Pipettierknopf gegen unbeabsichtigte Volumenverstellung
- 360° drehbare Pipettiereinheit für mehr Flexibilität
- geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
- zuverlässiges Spitzenabwurfssystem
- einfache Reinigung und Wartung
- Pipettiereinheit autoklavierbar bei 121°C
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV

WITOPET economy Mehrkanal

Volumen	Teilung	Maximale Fehlerquote			Kanäle	Bestellnummer
		witeg				
		Getestetes Volumen	Genauigkeit	Variationskoeffizient		
μl	μl	μl	$\pm \mu\text{l}$	$\leq \mu\text{l}$		
0,5 - 10	0,1	1	0,24	0,16	8	5 403 101
		5 10			12	5 403 201
5 - 50	0,5	5	1,0	0,4	8	5 403 105
		25 50			12	5 403 205
50 - 300	1,0	50	3,2	1,2	8	5 403 130
		150 300			12	5 403 230
Pipettengestell für WITOPET economy Pipetten (Ein- und Mehrkanalpipetten)						5 406 205