

Ultraschallbad

analog, mit Deckel, 1.2 l - 22 l, integrierte Steuerung, HF 40 kHz

WUC-A analog, mit Deckel

Geeignet für:

- zum Entfernen von Schmutz, Fett, Wachsen und Öl von Laborgeräten durch Ultraschall-Frequenzen

Technische Merkmale:


- hergestellt aus Edelstahl, bearbeitete Oberfläche
- praktische Voreinstellungsfunktion für Heizung und Timer
- hochfrequent: 40 kHz
- mit Ablaufventil im Boden (WUC-A10H und WUC-A22H)
- maximal 30 Minuten Reinigungszeit
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- **analoge** Steuerung für Timer, Temperatur und Ausgabesteuerung



WUC-A06H mit Deckel und Ablaufventil




Modell	WUC-A01H*	WUC-A02H*	WUC-A03H	WUC-A06H	WUC-A10H	WUC-A22H
Kapazität	1,2 l	1,8 l	3,3 l	6 l	10 l	22 l
Ultraschall-Spitzenleistung	72 W	75 W	124 W	168 W	265 W	379 W
Heiztemperatur & Leistung	65°C fix, 86 W		Raumtemperatur bis 85°C, 172 W		Raumtemperatur bis 85°C, 258 W	Raumtemperatur bis 85°C, 275 W
Timer	-	0 - 30 Min.				
Ablaufventil	-				1/2" NPT	
Behältergröße innen (BxTxH)	150 x 135 x 60 mm	150 x 135 x 100 mm	240 x 140 x 100 mm	290 x 150 x 150 mm	290 x 240 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm
Gewicht	1,8 kg	2,5 kg	4 kg	5,3 kg	7 kg	11 kg
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	200 x 200 x 190mm, 3 kg	200 x 200 x 240mm, 4 kg	320 x 200 x 290mm, 5 kg	370 x 220 x 350mm, 6 kg	434 x 320 x 360mm, 7 kg	640 x 380 x 370mm, 11 kg
Leistungsaufnahme	158 W	161 W	296 W	340 W	523 W	654 W
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz					
Bestellnummer 230V	DH.WUC.A01H	DH.WUC.A02H	DH.WUC.A03H	DH.WUC.A06H	DH.WUC.A10H	DH.WUC.A22H
Bestellnummer 120V	DH.WUC.A101H	DH.WUC.A102H	DH.WUC.A103H	DH.WUC.A106H	DH.WUC.A110H	DH.WUC.A122H

Bitte beachten Sie: Korb nicht enthalten, bitte separat bestellen!

* WUC-A01H und WUC-A02H mit Kippschalter

Drahtkorb aus Edelstahl für Ultraschallbad WUC-A



Für Gerät	Kapazität	Maße	Artikel	Bestellnummer
WUC-A02H	1,8 l	120x105xh65 mm	B02	DH.WUC.B02
WUC-A03H	3,3 l	215x115xh65 mm	B03	DH.WUC.B03
WUC-A06H	6 l	247x123xh96 mm	B06	DH.WUC.B06
WUC-A10H	10 l	262x206xh93 mm	B10	DH.WUC.B10
WUC-A22H	22 l	452x263xh93 mm	B22	DH.WUC.B22