

Ultraschallbad

digital, mit Deckel und Korb, 3,3 l - 22 l, integrierte Steuerung, HF 40 kHz

WUC-D^{digital}, mit Deckel & Korb

Geeignet für:

- zum Entfernen von Schmutz, Fett, Wachsen und Öl von Laborgeräten durch Ultraschall-Frequenzen

Technische Merkmale:

- praktische Voreinstellungsfunktion für Heizung und Timer
- hochfrequent: 40 kHz
- Mehrfrequenz-Ultraschallgehäuse
- Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 80°C
- mit Ablaufventil im Boden (WUC-D10H und WUC-D22H)
- maximal 60 Minuten Reinigungszeit
- Mikroprozessorsteuerung: Timer, Temperatur und Ausgabesteuerung
- FND-Display
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer
- Entgasungsfunktion für sehr starke Reinigung (nur WUC-D03H Modell)


Steuerung:

- **digitale** Steuerung für Timer, Temperatur und Ausgabesteuerung



Modell	WUC-D03H	WUC-D06H	WUC-D10H	WUC-D22H
Kapazität	3,3 l	6 l	10 l	22 l
Ultraschall-Spitzenleistung	100 W	253 W	407 W	528 W
Heiztemperatur & Leistung	Raumtemperatur bis 80°C, 172 W		Raumtemperatur bis 80°C, 258 W	Raumtemperatur bis 80°C, 344 W
Timer	0 - 30 Min.		0 - 60 Min.	
Ablaufventil	-		1/2" NPT	
Behältergröße innen (BxTxH)	240 x 140 x 100 mm	290 x 150 x 150 mm	240 x 140 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm
Gewicht	3,4 kg	5,8 kg	8 kg	12,9 kg
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	320 x 200 x 290 mm, 3,7 kg	360 x 220 x 350 mm, 6,3 kg	440 x 320 x 360 mm, 8,5 kg	640 x 380 x 370 mm, 13,4 kg
Leistungsaufnahme	290 W	425 W	665 W	872 W
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz			
Bestellnummer 230V	DH.WUC.D03H	DH.WUC.D06H	DH.WUC.D10H	DH.WUC.D22H
Bestellnummer 120V	DH.WUC.D103H	DH.WUC.D106H	DH.WUC.D110H	DH.WUC.D122H

Drahtkorb aus Edelstahl für Ultraschallbad WUC-D



Für Gerät	Kapazität	Maße	Artikel	Bestellnummer
WUC-D03H	3,3 l	215x115xh65 mm	B03	DH.WUC.B03
WUC-D06H	6 l	247x123xh96 mm	B06	DH.WUC.B06
WUC-D10H	10 l	262x206xh93 mm	B10	DH.WUC.B10
WUC-D22H	22 l	452x263xh93 mm	B22	DH.WUC.B22