

Ultraschallbad

digital, mit Deckel und externe Steuerung, 30 l - 74 l, Hochfrequent: 40 kHz



WUC-N47H mit Korb (nicht inklusive) und externer Steuerung

WUC-N digital, groß, mit Deckel

Geeignet für:

- zum Entfernen von Schmutz, Fett, Wachsen und Öl von Laborgeräten durch Ultraschall-Frequenzen

Technische Merkmale:

- ferngesteuerter Generator: Spannungssteuerung und Timer-Funktion mit LCD-Anzeige
- eingebauter BTL-Ultraschallreiniger: robuster & stabiler Betrieb
- „Sweep Funktion“ für komplette Reinigung durch Verteilung des Ultraschalls
- automatische Optimierung der Frequenz anhand verschiedener Wasserpegel und Temperaturen
- Fußschaltersteuerung
- Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 105°C
- Komplettsset mit Deckel, Fußschalter und Generator
- mit Abfluss im Boden
- Hochfrequent: 40 kHz
- maximal 99 Minuten Reinigungszeit
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- **digitale**, externe Steuerung für Timer, Temperatur und Ausgabesteuerung

Modell	WUC-N30H	WUC-N47H	WUC-N60H	WUC-N74H
Kapazität	30 l	47 l	60 l	74 l
Ultraschall-Spitzenleistung	704 W	990 W	1.210 W	1.430 W
Heiztemperatur & Leistung	Raumtemperatur bis 105°C, 990 W			
Timer	0 - 99 Min.			
Behältergröße außen (BxTxH)	480 x 380 x 400 mm	530 x 430 x 450 mm		580 x 480 x 450 mm
Behältergröße innen (BxTxH)	400 x 300 x 250 mm	450 x 350 x 300 mm	500 x 400 x 300 mm	550 x 450 x 300 mm
Gewicht	26 kg	31 kg	36 kg	41 kg
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	620 x 520 x 640 mm, 32 kg	670 x 570 x 710 mm, 37 kg	720 x 620 x 710 mm, 42 kg	770 x 670 x 710 mm, 47 kg
Leistungsaufnahme	4.694 W	1.980 W	2.200 W	2.420 W
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme Generator	600 W	900 W	1.200 W	1.500 W
Generatorgewicht	9 kg	10 kg		
Bestellnummer 230V	DH.WUC.N30H	DH.WUC.N47H	DH.WUC.N60H	DH.WUC.N74H
Bestellnummer 120V	DH.WUC.N130H	DH.WUC.N147H	DH.WUC.N160H	DH.WUC.N174H

Bitte beachten Sie: Korb nicht enthalten, bitte separat bestellen!



Drahtkorb aus Edelstahl für Ultraschallbad WUC-N

Für Gerät	Kapazität	Maße	Artikel	Bestellnummer
WUC-N30H	30 l	340x240xh150 mm	Ba7021	DH.Ba7021
WUC-N47H	47 l	390x290xh200 mm	Ba7022	DH.Ba7022
WUC-N60H	60 l	440x340xh200 mm	Ba7023	DH.Ba7023
WUC-N74H	74 l	490x390xh200 mm	Ba7024	DH.Ba7024