

Überkopfrührer | Flockungsanlage

Zubehör: Rührer und Stative

Rührer für alle Überkopfrührer - Ø8mm

- allgemeine Anwendung und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Schaft aus Edelstahl, Flügel aus Edelstahl oder PTFE-beschichtet
- ausgezeichnete Resistenz gegen Säuren, Chemikalien, Korrosion und hohe Temperaturen

Art	Flügel	Stange	Artikel	Bestellnummer
Propeller	3 Flügel Ø50 x h15mm	Ø8 x L500 mm	PL010	DH.WOS501010
Propeller	3 Flügel Ø60 x h15 mm	Ø8 x L500 mm	PL011	DH.WOS501011
Propeller	3 Flügel Ø80 x h20 mm	Ø8 x L650 mm	PL012	DH.WOS501012
Propeller	3 Flügel Ø100 x h24 mm	Ø8 x L650 mm	PL013	DH.WOS501013
Propeller	4 Flügel Ø50 x h20 mm	Ø8 x L500 mm	PL014	DH.WOS501014
Propeller	4 Flügel Ø70 x h25 mm	Ø8 x L500 mm	PL015	DH.WOS501015
Propeller	4 Flügel Ø90 x h35 mm	Ø8 x L650 mm	PL016	DH.WOS501016
Propeller	4 Flügel Ø110 x h35 mm	Ø8 x L650 mm	PL017	DH.WOS501017
Diamant	4 Flügel Ø70 x h20 mm	Ø8 x L500 mm	PL019	DH.WOS501019
Diamant	4 Flügel Ø90 x h25 mm	Ø8 x L500 mm	PL020	DH.WOS501020
Diamant	4 Flügel Ø100 x h25 mm	Ø8 x L650 mm	PL021	DH.WOS501021
Zentrifugal, PTFE-beschichtet	2 Flügel Ø50 x h14 mm	Ø8 x L500 mm	PL029	DH.WOS501029
Zentrifugal, PTFE-beschichtet	2 Flügel Ø70 x h17 mm	Ø8 x L500 mm	PL030	DH.WOS501030
Zentrifugal, PTFE-beschichtet	2 Flügel Ø100 x h24 mm	Ø8 x L650 mm	PL031	DH.WOS501031
Anker	2 Flügel Ø70 x h14 mm	Ø8 x L500 mm	PL035	DH.WOS501035
Anker	2 Flügel Ø90 x h16 mm	Ø8 x L650 mm	PL036	DH.WOS501036



Rührer für drehmomentstarke Überkopfrührer - Ø10mm

- allgemeine Anwendung und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Schaft aus Edelstahl, Flügel aus Edelstahl oder PTFE-beschichtet
- ausgezeichnete Resistenz gegen Säuren, Chemikalien, Korrosion und hohe Temperaturen

Art	Flügel	Stange	Artikel	Bestellnummer
Propeller	3 Flügel Ø60 x h15 mm	Ø10 x L500 mm	PL111	DH.WOS501111
Propeller	3 Flügel Ø80 x h20 mm	Ø10 x L650 mm	PL112	DH.WOS501112
Propeller	3 Flügel Ø100 x h24 mm	Ø10 x L800 mm	PL113	DH.WOS501113
Propeller	4 Flügel Ø90 x h35 mm	Ø10 x L650 mm	PL116	DH.WOS501116
Propeller	4 Flügel Ø110 x h40 mm	Ø10 x L800 mm	PL117	DH.WOS501117
Propeller	4 Flügel Ø110 x h40 mm	Ø10 x L1000 mm	PL118	DH.WOS501118
Diamant	4 Flügel Ø110 x h25 mm	Ø10 x L650 mm	PL121	DH.WOS501121
Zentrifugal, PTFE-beschichtet	2 Flügel Ø100 x h24 mm	Ø10 x L650 mm	PL130	DH.WOS501130
Anker	2 Flügel Ø90 x h16 mm	Ø10 x L650 mm	PL135	DH.WOS501135
Anker	2 Flügel Ø140 x h25 mm	Ø10 x L800 mm	PL136	DH.WOS501136
Anker	2 Flügel Ø160 x h30 mm	Ø10 x L1000 mm	PL137	DH.WOS501137

