

Fittings




Laborverschraubungen / Schlauchkupplungen

Laboratory screw threaded / tubing couplings

Dichtungs-Einsätze für GL-Schraubkonuskappen (Schlauch-Kupplungen einteilig), aus PTFE, temperaturbeständig bis 250°C


Inside cones (ferrules) for screw caps inside conical (tubing couplings, one part only), made of PTFE, temperature resistant up to 250°C



Schraubkappe Screw thread	Schlauch aussen Ø Tubing outer Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	0,8	0 176 210
	1,6	0 176 211
	2	0 176 212
	3	0 176 213
	4	0 176 214
	3,2	0 176 215
	5	0 176 2151
	6	0 176 216
	6,35	0 176 2161
	8	0 176 217
18	1,6	0 176 221
	2	0 172 222
	3	0 176 223
	4	0 176 224
	3,2	0 176 225
	6	0 176 226
	6,35	0 176 2261
	8	0 176 227
	10	0 176 228
	12	0 176 229
25	1,6	0 176 230
	2	0 176 231
	3	0 176 233
	3,2	0 176 2331
	4	0 176 234
	6	0 176 236
	8	0 176 238
	10	0 176 240
	12	0 176 242
	14	0 176 244

Schraubkappe Screw thread	Schlauch aussen Ø Tubing outer Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
32	6	0 176 245
	6,35	0 176 246
	8	0 176 248
	10	0 176 250
	12	0 176 252
	14	0 176 254
	3,2	0 176 2601
45	6	0 176 2602
	8	0 176 2603
	10	0 176 2604
	12	0 176 2605
	14	0 176 2606
	16	0 176 2607
	18	0 176 261
	20	0 176 262
	22	0 176 263
	25,4	0 176 264
26	0 176 265	

Schraubkonuskappen mit Sechskant, PP, beständig bis 140°C
Screw caps, conical inside, hexagonal, PP, resistant up to 140°C



Schraubkappe Screw thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	0,8 - 8	0 176 314_X
18	0,8 - 12	0 176 318_X
25	0,8 - 10	0 176 325_X
25	10 - 14	0 176 326_X
32	6 - 10	0 176 328_X
32	10 - 16	0 176 330_X
32	18 - 20	0 176 332_X
45	1,6 - 10	0 176 333_X
45	11 - 16	0 176 3331_X
45	17 - 22	0 176 334_X
45	23 - 32	0 176 336_X

X = Ø Schlauch: bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Schlauchdurchmesser an
X = Ø tubing: please tell us the desired tubing diameter with your request

Verbindungsstücke

Connecting tubes


Verbindungsstücke, beidseitig mit Schraubgewinde, aus PTFE
Connecting tubes, screw threaded, made of PTFE

Gewinde Thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	1,6-8	0 188 000
18	1,6-12	0 188 001
25	3-14	0 188 002
32	6-14	0 188 003
45	3,2-26	0 188 004



Winkelstücke, beidseitig mit Schraubgewinde, aus PTFE
Connecting tubes, L-shape, screw threaded, made of PTFE

Gewinde Thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	1,6-8	0 188 010
18	1,6-12	0 188 011
25	3-14	0 188 012
32	6-14	0 188 013
45	3,2-26	0 188 014



Verbindungsstücke, T-Form mit Schraubgewinde, aus PTFE
Connecting tubes, T-shape, with 3 screw threads, made of PTFE

Gewinde Thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	1,6-8	0 188 020
18	1,6-12	0 188 021
25	3-14	0 188 022
32	6-14	0 188 023
45	3,2-26	0 188 024



Durchgangshähne mit 2 Schraubgewinden, aus PTFE
One-way stopcocks, with 2 screw threads, made of PTFE

Gewinde Thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	1,6-8	0 188 030
18	1,6-12	0 188 031
25	3-14	0 188 032



Dreiweghähne mit 3 Schraubgewinden, aus PTFE
Three-way stopcocks, with 3 screw threads, made of PTFE

Gewinde Thread	Schlauch Ø Tubing Ø	Bestellnummer Order number
GL	mm	
14	2-6	0 188 036
18	2-10	0 188 038
25	3-14	0 188 040



Blindkappen zum Verschluss des Kupplungssystems, aus PTFE
Caps for covering the coupling system, made of PTFE

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
14	0 176 270
18	0 176 271
25	0 176 272
32	0 176 273
45	0 176 274



Gabelschlüssel, aus PP
Spanner, made of PP

Für Gewinde For thread	Bestellnummer Order number
GL	
14	0 188 280
18	0 188 290



Reduzierung und Verteiler

Reduction and multiple distributor

Reduzierung für Flaschen mit Gewinde GL 45, mit 1 Anschluss, Kappe aus PBT

Reduction adapter for bottles with screw thread GL 45, with 1 neck, cap made of PBT


Anschluss Neck	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
14	PP	0 175 810
18	PP	0 175 812



Mehrfachverteiler für Flaschen mit Schraubgewinde GL 45 mit 2 Anschlüssen, drehbar, Kappe aus PBT

Multiple distributors for bottles with screw thread GL 45, with 2 necks, rotatable, cap made of PBT

Anschluss Neck	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
14	PP	0 175 800



Mehrfachverteiler für Flaschen mit Schraubgewinde GL 45 mit 3 Anschlüssen, drehbar, Kappe aus PBT

Multiple distributors for bottles with screw thread GL 45, with 3 necks, rotatable, cap made of PBT

Anschluss Neck	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
14	PP	0 175 806



Mehrfachverteiler für Flaschen mit Schraubgewinde GL 45, mit 4 Anschlüssen , drehbar, Kappe aus PBT
Multiple distributors for bottles with screw thread GL 45, with 4 necks , rotatable, cap made of PBT

Anschluss Neck	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
14	PP	0 176 808



Schraubkappen

Screw caps

Schraubkappen für Flaschen mit Gewinde GL 45, geschlossen, mit Lippendichtung, aus PP, autoklavierbar bis + 140°C, in verschiedene Farben erhältlich

Screw caps for bottles with GL 45, closed, with lip seal, made of PP, autoclavable up to + 140°C, available in different colors

Farbe Color	Bestellnummer Order number
rot / red	5 526 088
gelb / yellow	5 526 066
grün / green	5 526 077
natur / nature	5 526 099
blau / blue	0 175 145



Ausgießringe, aus PP


Pouring rings, made of PP

Farbe Color	Bestellnummer Order number
rot / red	5 526 188
gelb / yellow	5 526 166
grün / green	5 526 177
natur / nature	5 526 199
blau / blue	0 175 202

Schraubkappen für Flaschen, geschlossen, Rot, aus PBT oder PP, mit PTFE beschichteter Dichtung, temperaturresistent bis + 180°C

Screw caps for bottles, closed, red, made of PBT or PP, with PTFE vulcanized, silicone gasket, resistant up to + 180 °C)


Gewinde Thread	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
14	PBTP	0 175 014
18	PBTP	0 175 018
25	PBTP	0 175 025
32	PBTP	0 175 032
45	PBTP	0 175 045
50	PP	0 175 050
60	PP	0 175 060
70	PP	0 175 070
80	PP	0 175 080
90	PP	0 175 090
100	PP	0 175 099
112	PP	0 175 109



Ersatzdichtung für Schraubkappen

Spare sealing disc for screw caps

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
14	0 175 111
18	0 175 112
25	0 175 113
32	0 175 114
45	0 175 115
50	0 175 116
60	0 175 117
70	0 175 118
80	0 175 119
90	0 175 120
100	0 175 121
112	0 175 122



Schraubkappen

Screw caps

Schraubkappe geschlossen, aus PP, blau, mit Lippendichtung
Screw cap, closed, made of PP, blue, with lip seal

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
25	0 175 125
32	0 175 132
45	0 175 145



Ausgießringe
Pouring rings

Gewinde Thread	Material Material	Farbe Color	Bestellnummer Order number
GL			
32	PP	blau / blue	0 175 201
32	ETFE	rot / red	0 175 301
45	PP	blau / blue	0 175 202
45	ETFE	rot / red	0 175 302


Schraubkappe geschlossen, aus PEEK, schwarz, hitzebeständig bis + 300°C
Screw cap, closed, made of PEEK, heat resistant up to 300°C

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
45	0 176 345
60	0 176 360



Schraubkappe GL 45 für Mehrfachverteiler, aus PP oder PBT
Screw cap GL 45 for multiple distributors, made of PP or PBT


Gewinde Thread	Material Material	Bestellnummer Order number
GL		
45	PP	0 176 045 M
45	PBT	0 176 045 MP



Schraubkappe mit Bohrung, aus PP oder PEEK

Screw cap for multiple distributors, made of PP or PEEK


Gewinde Thread	Material Material	Farbe Color	Bestellnummer Order number
GL			
14	PBT	rot / red	0 176 014
18	PBT	rot / red	0 176 018
25	PBT	rot / red	0 176 025
32	PBT	rot / red	0 176 032
45	PBT	rot / red	0 176 045
45	PEEK	schwarz / black	0 176 045 PEEK
50	PP	grau / grey	0 176 050
60	PP	grau / grey	0 176 060
60	PEEK	schwarz / black	0 176 060 PEEK
70	PP	grau / grey	0 176 070
80	PP	grau / grey	0 176 080
90	PP	grau / grey	0 176 090
100	PP	grau / grey	0 176 100



Silikondichtung für Schraubkappe mit Bohrung, mit PTFE Beschichtung

Gaskets made of silicone rubber, with PTFE liner

Gewinde Thread	A.Ø O.Ø	I.Ø I.Ø	für Rohr (A. Ø) for tube (O. Ø)	Bestellnummer Order number
GL	mm	mm	mm	
14	12	6	5,5-6,5	0 177 006
18	16	6	5,5-6,5	0 178 006
18	16	8	7,5-9	0 178 008
18	16	10	9-11	0 178 010
25	22	8	7,5-9	0 179 008
25	22	10	9-11	0 179 010
25	22	12	11-13	0 179 012
32	29	10	9-11	0 180 010
32	29	12	11-13	0 180 012
32	29	14	13-15	0 180 014
32	29	16	15-17	0 180 016
32	29	18	17-19	0 180 018
45	42	26	25-27	0 180 026
45	42	32	31-33	0 180 032
50	48	34	33-35	0 180 034
50	48	36	35-37	0 180 036
60	58	38	37-39	0 180 038
60	58	44	43-45	0 180 044
70	68	46	45-47	0 180 046
80	78	50	49-51	0 180 050
90	89	60	59-61	0 180 060
90	89	70	69-71	0 180 070
100	98	80	78-81	0 180 080




Schraubkappen

Screw caps

Silikondichtung für Schraubkappe mit Bohrung, ohne PTFE Beschichtung

Gaskets made of silicone rubber, without PTFE liner




Gewinde Thread	A.Ø O.Ø	I.Ø I.Ø	für Rohr (A. Ø) for tube (O. Ø)	Bestellnummer Order number
GL	mm	mm	mm	
14	12	6	5,5-6,5	0 177 106
18	16	6	5,5-6,5	0 178 106
18	16	8	7,5-9	0 178 108
18	16	10	9-11	0 178 110
25	22	8	7,5-9	0 179 108
25	22	10	9-11	0 179 110
25	22	12	11-13	0 179 112
32	29	10	13-15	0 180 110
32	29	12	15-17	0 180 112
32	29	14	17-19	0 180 114
32	29	16	15-17	0 180 116
32	28	18	17-19	0 180 118
45	42	26	25-27	0 180 126
45	42	32	31-33	0 180 132



Schraubkappe GL 80 aus PP mit versch. Anschlüssen, grau

Screw caps GL 80, made of PP with different necks, grey

Anschlüsse Necks	Anschluss-Gewinde Neck thread	Bestellnummer Order number
	GL	
geschlossen closed	-	0 176 500
1	18	0 176 501
2	18	0 176 502
3	18	0 176 503
4	18	0 176 504
1	25	0 176 505
1	25 mit PTFE-Einsatz für Rührwelle with PTFE insert for stirring rod	0 176 506
1	45	0 176 507



Schraubkappe GLS 80,blau, offen, für drehbaren Mehrfachverteiler, PP
Screw cap, GLS 80, blue, open top, for rotatable multiple distributor, PP

Bestellnummer
Order number

0 176 780 GLS



Verteiler, einfach und mehrfach, drehbar, für Schraubkappe GLS 80, PTFE
Inserts, single and multiple, rotatable, for screw cap GLS 80, PTFE


Art Type	Anschlüsse Necks	Anschluss-Gewinde Neck thread	Bestellnummer Order number
		GL	
Einfach Single	1	18	0 176 781
Mehrfach Multiple	2	18	0 176 782
Mehrfach Multiple	3	18	0 176 783
Mehrfach Multiple	4	18	0 176 784



Auch andere Varianten auf Anfrage Lieferbar
Other variations available, on request.

Schraubkappe GLS 80 aus PP mit versch. Anschlüssen, blau
Screw caps GLS 80, made of PP with different necks, blue

Anschlüsse Necks	Anschluss-Gewinde Neck thread	Bestellnummer Order number
	GL	
geschlossen closed	-	0 176 500 GLS
1	18	0 176 501 GLS
2	18	0 176 502 GLS
3	18	0 176 503 GLS
4	18	0 176 504 GLS
1	25	0 176 505 GLS
1	45 auch als Gewindeadapter einsetzbar also suitable as screw thread adapter	0 176 507 GLS





Schraubkappen

Screw caps


Schraubkappe GL 100 aus PP, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung mit versch. Anschlüssen, grau
Screw caps GL 100, made of PP, with vulcanized silicone gasket, with different necks, grey

Anschlüsse Necks	Anschluss-Gewinde Neck thread	Bestellnummer Order number
	GL	
geschlossen closed	-	0 176 600
1	18	0 176 601
2	18	0 176 602
3	18	0 176 603
4	18	0 176 604
1	25 mit PTFE-Einsatz für Rührwelle with PTFE insert for stirring rod	0 176 606



Schraubkappe GL 112 aus PP, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung mit versch. Anschlüssen, grau
Screw caps GL 112, made of PP, with vulcanized silicone gasket, with different necks, grey

Anschlüsse Necks	Anschluss-Gewinde Neck thread	Bestellnummer Order number
	GL	
geschlossen closed	-	0 176 700
1	25	0 176 705
1	25 mit PTFE-Einsatz für Rührwelle with PTFE insert for stirring rod	0 176 706




Schraubkappe GL 45 aus PP, mit 2 Oliven 8 mm, drehbar
Screw cap GL 45, PP, with 2 water connections 8 mm, rotatable

Bestellnummer Order number
0 176 412





Schraubkappe GL 112, grau, offen, für drehbaren Mehrfachverteiler, PP
Screw cap, GL 112, grey, open top, for rotatable multiple distributor, PP

Beschreibung <i>Description</i>	Bestellnummer <i>Order number</i>
Schraubkappe GL 112 <i>Screw cap GL 112</i>	0 176 800
Passende Dichtung, rot <i>Suitable seal, red</i>	0176 801



Verteiler, einfach und mehrfach, drehbar, für Schraubkappe GL 112
Inserts, single and multiple, rotatable, for screw cap GL 112

Anschlüsse <i>Necks</i>	Material <i>Material</i>	Bestellnummer <i>Order number</i>
1x GL 32 mittig / <i>centered</i> 6x GL 18 außen / <i>at the edge</i>	PP	0 176 512
1x GL 32 mittig / <i>centered</i> 6x GL 18 außen / <i>at the edge</i>	PTFE	0 176 512 TEF
1x GL 25 mittig / <i>centered</i> 6x GL 18 außen / <i>at the edge</i>	PP	0 176 612
1x GL 25 mittig / <i>centered</i> 6x GL 18 außen / <i>at the edge</i>	PTFE	0 176 612 TEF



Sonderlösungen auf Anfrage
Other combinations on request


Kupplungen und Anschlüsse

Couplings and connections

Doppelkupplung aus PPS, thermoresistent bis 250°, mit integrierter Dichtung aus PTFE/EPM

Adapter couplings, made of PPS, resistant up to 250°C, with integrated PTFE/EPM seal

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
14	0 184 014
18	0 184 018
25	0 184 025
32	0 184 032
45	0 184 045



Doppelkupplung aus PBT, thermoresistent bis 180°, mit integrierter Dichtung aus PTFE/EPM, Schraubkappen mit Sechskantkopf

Adapter couplings, made of PBT, resistant up to 180°C, with integrated PTFE/EPM seal, screw caps with hexagonal top

Gewinde Thread	Bestellnummer Order number
GL	
14	0 184 114
18	0 184 118
25	0 184 125
32	0 184 132
45	0 184 145



SVS-Anschluss, Schraubkappe aus PP oder PTFE, mit Silikondichtung

SVS-tubing connection, screw cap made of PP or PTFE, with silicone seal

Gewinde Thread	Olive Hose connection	Material Material	Bestellnummer Order number
GL			
14	abgewinkelt Ø 8 mm <i>bent Ø 8 mm</i>	PP	0 185 001
18	abgewinkelt Ø 11 mm <i>bent Ø 11 mm</i>	PP	0 185 016
14	abgewinkelt Ø 8 mm <i>bent Ø 8 mm</i>	PTFE	0 186 001
18	abgewinkelt Ø 11 mm <i>bent Ø 11 mm</i>	PTFE	0 186 016
14	gerade Ø 8 mm <i>straight Ø 8 mm</i>	PP	0 186 002
18	gerade Ø 11 mm <i>straight Ø 11 mm</i>	PP	0 186 011
14	gerade Ø 8 mm <i>straight Ø 8 mm</i>	PTFE	0 185 003
18	gerade Ø 11 mm <i>straight Ø 11 mm</i>	PTFE	0 185 012



Olive mit Dichtung

Hose connection with seal

Für Gewinde For thread	Olive Hose connection	Material Material	Bestellnummer Order number
GL			
14	abgewinkelt Ø 8 mm <i>bent Ø 8 mm</i>	PP	0 185 004
18	abgewinkelt Ø 11 mm <i>bent Ø 11 mm</i>	PP	0 185 014
14	abgewinkelt Ø 8 mm <i>bent Ø 8 mm</i>	PTFE	0 186 004
18	abgewinkelt Ø 11 mm <i>bent Ø 11 mm</i>	PTFE	0 186 014
14	gerade Ø 8 mm <i>straight Ø 8 mm</i>	PP	0 185 005
18	gerade Ø 11 mm <i>straight Ø 11 mm</i>	PP	0 185 007
14	gerade Ø 8 mm <i>straight Ø 8 mm</i>	PTFE	0 185 006
18	gerade Ø 11 mm <i>straight Ø 11 mm</i>	PTFE	0 185 008



Ersatzdichtung aus Silikon für SVS-Anschluss

Spare silicone seal for SVS tubing connection


Für Gewinde For thread	Dichtung Seal	Bestellnummer Order number
GL		
14	Ø 8 mm	0 185 009
18	Ø 11 mm	0 185 010

Dichtungen, Sicherungen, Rührkupplungen, Verteiler Seals, safety devices, couplings for stirrer, distributors

Silikondichtung zum Durchstechen (Septa)

Silicone rubber seals for piercing (Septa)


Für Gewinde For thread	Außen-Ø Outer Ø	Dicke Thickness	Bestellnummer Order number
GL	mm	mm	
14	12	2	0 181 014
18	16	2	0 181 018
25	22	2	0 181 025
32	29	2	0 181 032
45	42	3	0 181 045
50	48	3	0 181 050
60	58	3	0 181 060
70	68	3	0 181 070
80	78	3	0 181 080
90	89	3	0 181 090
100	98	3	0 181 100



Silikondichtung zum Durchstechen (Septa), mit PTFE-Beschichtung

Silicone rubber seals for piercing (Septa), PTFE coated

Für Gewinde For thread	Außen-Ø Outer Ø	Dicke Thickness	Bestellnummer Order number
GL	mm	mm	
14	12	2	0 181 214
18	16	2	0 181 218
25	22	2	0 181 225
32	29	2	0 181 232
45	42	3	0 181 245



Schliffsicherungen „Keck-clips“ aus POM, farbig codiert

Clips for standard conical ground joints, made of POM, color coded


Schliff Ground joint	Farbe Color	Bestellnummer Order number
NS / ST		
10/19 - 10/30	schwarz / black	0 131 310
12/21 - 12/32	lila / purple	0 131 312
14/23 - 14/35	gelb / yellow	0 131 314
19/26 - 19/38	blau / blue	0 131 319
24/29 - 24/40	grün / green	0 131 324
29/32 - 29/42	rot / red	0 131 329
34/35 - 34/45	orange / orange	0 131 334
40/38	gelb / yellow	0 131 340
45/40 - 45/50	braun / brown	0 131 345



Schliffsicherungen „Superfix, komplett mit Schraubkappe und O-Ring, farbig codiert

Safety devices „Superfix”, complete with screw cap and O-Ring, color coded

Schliff Ground joint	Farbe Color	Bestellnummer Order number
NS / ST		
14/23 - 14/35	rot / red	0 140 014
19/26 - 19/38	grün / green	0 140 019
24/29 - 24/40	grau / grey	0 140 024
29/32 - 29/42	blau / blue	0 140 029
34/35 - 34/45	weiss / white	0 140 034
45/40 - 45/50	braun / brown	0 140 045



Flexible Rührkupplung aus PTFE/PA, einsetzbar zwischen Motor und Rührer

Flexible couplings for stirrers, made of PTFE/PA, applicable between motor and stirrer shaft

Durchmesser Diameter	Bestellnummer Order number
mm	
8	1 445 500
5-10	1 445 510
14	1 445 514
16	1 445 516




Mehrfachverteiler, HPLC, für Flaschen mit GL 45, aus PP, mit drehbarem Einsatz mit 4 Gewindeanschlüssen M8

Multiple distributor, HPLC, for bottles with GL 45, made of PP, with rotatable insert with 4 screw threaded necks M8

Bestellnummer
Order number

0 175 904



Sicherheits-Schraubverschlüsse

Safety caps

Sicherheits-Schraubverschluss GL 45, drehbar, mit Belüftungsventil

Safety caps, for bottles with GL 45, rotatable, with stopcock

Mit Absperrhahn und einem Belüftungsventil

With shut-off and air valve

Ventile Valves	Fitting Fitting	A.Ø O.Ø	Bestellnummer Order number
1 x Absperrhahn 1 x shut-off	1 x PFA		8 257 310
2 x Absperrhähne 2 x shut-off	2 x PFA	3,2 mm	8 257 311
3 x Absperrhähne 3 x shut-off	3 x PTFE		8 257 312

Mit Belüftungsventil

With air valve

Ventile Valves	Fitting Fitting	A.Ø O.Ø	Bestellnummer Order number
Belüftungsventil Air valve	1 x PFA	3,2 mm	8 257 300
Belüftungsventil Air valve	2 x PFA	3,2 mm	8 257 301
präparatives Belüftungsventil preparative air valve	1 x PTFE	4,76 mm	8 257 303



Sicherheits-Schraubverschlüsse GL 80 mit 1 bis 3 Anschlüsse für Fitting 1,6 mm, 2,3 mm oder 3,2 mm

Safety caps for GL 80 bottles, with 1 to 3 ports 1,6 mm, 2,3 mm or 3,2 mm

Anschlüsse Necks	Bestellnummer Order number
1	8 257 320
2	8 257 321
3	8 257 322



Gewinde-Adapter aus PP

Screw threaded adapter, made of PP

Gewinde von - auf Thread from - to	Bestellnummer Order number
GL	
32 -> 22	5 377 022
32 -> 25	5 377 025
32 -> 28	5 377 028
32 -> 30	5 377 030
32 -> 38	5 377 038
32 -> 40	5 377 040
32 -> 45	5 377 045
28 -> 32	5 377 032
45 -> 32	5 377 600

Weitere Kombinationen auf Anfrage
Other combinations on request



Gewindeeinsätze für Sicherheitsschraubverschlüsse, aus PP

Fittings for safety caps, made of PP

Farbe Color	Bestellnummer Order number
schwarz / black	8 257 401
rot / red	8 257 402
gelb / yellow	8 257 403
blau / blue	8 257 404



Dicht- und Klemmeinsatz für Gewindeeinsätze, aus PTFE

Ferrules for fittings, made of PTFE

Durchmesser Diameter	Bestellnummer Order number
mm	
1,6	8 257 410
2,3	8 257 411
3,2	8 257 412



Gewindeeinsätze aus PTFE für Sicherheitsschraubverschlüsse, mit integriertem Dicht und Klemmeinsatz aus PTFE

One-piece PTFE fittings, with integrated PTFE ferrule

Durchmesser Diameter	Bestellnummer Order number
mm	
1,6	8 257 420
2,3	8 257 421
3,2	8 257 422





Glasblasen
Glass blowing



Abteilung Glasbläserei
Glass blowing department



Justierabteilung
Adjustment department



Abteilung Druckerei
Printing department



Abteilung Liquid Handling
Liquid Handling department



Abteilung Lager und Versand
Stock and Dispatch department



Fittings



witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Germany

www.witeg.de

Phone: +49 (0)9342 / 9301-0

Fax: +49 (0)9342 / 9301-77

www.witeg.de

info@witeg.de

FIT_2.13