

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.383.022

Büretten AS

Burettes AS




Batch No. 09-16

Code: 82594


Testvolumen Variationskoeffizient
Test volume: 2.0000 ml Coefficient of variation: 0.1273 %

Toleranz Richtigkeit
Tolerance: 0.0100 ml Accuracy: 0.0650 %




Testvolumen Variationskoeffizient
Test volume: 1.2000 ml Coefficient of variation: 0.1827 %

Toleranz Richtigkeit
Tolerance: 0.0100 ml Accuracy: -0.0625 %



Testvolumen Variationskoeffizient
Test volume: 0.4000 ml Coefficient of variation: 0.4596 %

Toleranz Richtigkeit
Tolerance: 0.0100 ml Accuracy: -0.3250 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Datum / Date: 12.07.2016

Prüfer / Operator: 4



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**