

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.715.200

Messzylinder A

Graduated cylinders A



Batch No. 14-16

Code: 82703

Testvolumen / Test volume:	400.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	402.4180 ml
Toleranz / Tolerance:	10.0000 ml		

Testvolumen / Test volume:	1200.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	1201.9620 ml
Toleranz / Tolerance:	10.0000 ml		


Testvolumen / Test volume:	2000.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	2000.1704 ml
Toleranz / Tolerance:	10.0000 ml		

Diese Angaben sind Endprüferte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 29.08.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

ISO 9001
CERTIFIED