

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.662.100

Volumetric flasks A

Messkolben A




Batch No. 2212

Code: 76278

Testvolumen 1000.0000 ml Variationskoeffizient 0.0062 %
 Test volume: 1000.0000 ml Coefficient of variation: 0.0062 %

Toleranz 0.4000 ml Richtigkeit -0.0123 %
 Tolerance: 0.4000 ml Accuracy: -0.0123 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 25.06.2012



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**