

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.674.1510

Kontrollmesskolben



Batch No. 14-17

Code: 83282

Testvolumen / Test volume:	1490.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	1489.9085 ml
Toleranz / Tolerance:	0.5000 ml		

Testvolumen / Test volume:	1500.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	1500.0634 ml
Toleranz / Tolerance:	0.5000 ml		

Testvolumen / Test volume:	1510.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	1510.1983 ml
Toleranz / Tolerance:	0.5000 ml		

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 06.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**