


Qualitätszertifikat / Certificate of performance

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|
| Cat. No. 3.535.025 BL | Vollpipetten AS | Volumetric pipettes AS |  |
|--|-----------------|------------------------|--|

Batch No. 26-16 Code: 82602

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|----------|--|
| Testvolumen Test volume: | 2.5000 ml | Variationskoeffizient Coefficient of variation: | 0.0772 % |  |
| Toleranz Tolerance: | 0.0100 ml | Richtigkeit Accuracy: | 0.0309 % | |

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE Datum / Date: 13.07.2016
 Prüfer / Operator: 9



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**